

## MANCHE EN ACIER INOXYDABLE « STANDARD »

## Manche à embout étroit type 3 :

Existe en taille n°3 court (Réf. 0933) et long (Réf. 0913), n°7 (Réf. 0907) et n°9 (Réf. 0909)

Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°6 à 16

Taille de lame adaptée en gamme Spéciales: n°40 - E/11 - lame LSTC - lame SG3



# Manche à embout étroit type 4 :

Existe en taille n°4 court (Réf. 0934) et long (Réf. 0914) <u>Taille de lame adaptée en gamme Standards</u>: n°18 à 27 <u>Taille de lame adaptée en gamme Spéciales</u>: n°36

#### PRODUIT

MANCHE: ACIER INOXYDABLE 17-4ph - origine U.E. - SANS LATEX ou produit d'origine animale

**DIMENSION**:  $n^{\circ}3 = 12 \text{ cm} / n^{\circ}3L = 21 \text{ cm} / n^{\circ}7 = 16 \text{ cm} / n^{\circ}9 = 11.5 \text{ cm} / n^{\circ}9 = 11.$ 

 $n^{\circ}4 = 13 \text{ cm} / n^{\circ}4L = 21 \text{ cm}$ 

#### CONDITIONNEMENT

UNITAIRE : sous feuille cellophane - présentation non stérile / BOITE de 10 : Carton pelliculé blanc

## NORMES - DIRECTIVE - MARQUAGE

Fabrication Grande-Bretagne: Produit fabriqué par l'usine Swann-Morton<sup>Ltd</sup> à Sheffield (GB)

Norme Matériaux : BS2982 - Marquage : C€ - Classe I Norme dimensions de l'ouverture : BS EN ISO 27740

Tous marquages normalisés: Code GS1 conforme à l'exigence d'étiquetage UDI (Identification Unique des

Dispositifs) - Numéro article, date de péremption et numéro de lot.

Gravures: Swann-Motton, norme de fabrication, numéro du manche suivi d'un code de fabrication à 4 chiffres:

exemple 3134

Le premier chiffre « 3 » correspond au  $3^{\text{ème}}$  cycle de fabrication de l'année (interne à l'usine) Les deux chiffres suivants « 13 » correspond à l'année de fabrication : donc 2013 pour cet exemple Le dernier chiffre « 4 » correspond au numéro de la machine de l'usine de fabrication

### NETTOYAGE ET STERILISATION

Ils résistent à la stérilisation à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn. Durée de vie évaluée à 10 ans.

Les manches sont lavables en machines standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à  $20^{\circ}C$  pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame.

### ELIMINATION

Elimination par incinération.