



Notice d'emploi – Ref 2321DE - Oxymètre / Cardiofréquencemètre

Oxymètre de pouls (doigt)

L'oxymètre de pouls est un type d'appareil médical innovateur comportant des caractéristiques non-invasives pour la mesure du SpO2 et du PR. Il permet de mesurer les valeurs de SpO2 et de PR, rapidement et avec précision, grâce à sa portabilité.

Description générale

La saturation en oxygène de l'hémoglobine représente le pourcentage entre la capacité de l'oxyhémoglobine (HbO2) qui s'est lié à l'oxygène et de celui de toutes les hémoglobines (Hb) dans le sang. En d'autres termes, c'est la saturation de l'oxyhémoglobine dans le sang. C'est un paramètre physiologique très important pour le système respiratoire et le système sanguin. La saturation en oxygène de l'hémoglobine dans le sang humain est diminuée par plusieurs maladies respiratoires. En outre, des facteurs tels que la régulation d'un mauvais fonctionnement organique automatique causé par l'anesthésie, un traumatisme suite à une intervention chirurgicale majeure et certains examens médicaux peuvent également causer des problèmes au niveau de l'alimentation en oxygène, qui pourraient réduire la saturation en oxygène de l'hémoglobine chez l'humain. Par conséquent, des symptômes tels que la migraine, les vomissements et l'asthénie peuvent survenir chez les patients. Il est donc très important de connaître la saturation en oxygène de l'hémoglobine d'un patient au bon moment dans un environnement médical clinique.


Les caractéristiques de l'oxymètre de pouls sont : une faible consommation d'énergie, un fonctionnement convenable et la portabilité. Le patient n'a qu'à mettre le bout de doigt dans le capteur photoélectrique pour le diagnostic, et l'écran d'affichage indiquera directement la valeur mesurée de la saturation en oxygène de l'hémoglobine. Il a été démontré dans des expériences cliniques qu'il possède une précision et une répétabilité relativement élevées.

Principe des mesures

Le principe de l'oxymètre est le suivant : Une formule d'expérience pour le traitement de données est établie en exerçant la loi de Lambert Beer Law concernant les

caractéristiques d'absorption de spectres de l'hémoglobine réduite et de l'oxyhémoglobine (HbO2) dans des zones lumineuses et proches infrarouge. Le principe de fonctionnement de l'instrument est d'associer la technologie d'inspection photoélectrique Oxyhémoglobine avec la capacité d'impulsion de numérisation et la technologie de l'enregistrement, de sorte que deux lumières ayant des longueurs d'onde différentes (luminescence à 660 nm et proche infrarouge à 940 nm) puissent être focalisées sur l'ongle du patient dans un capteur en perspective en forme de pince, et ensuite le signal mesuré peut être capté par un élément photosensible. Les données de mesure pertinentes seront traitées dans les circuits électroniques et le microprocesseur et ensuite affichées sur un écran OLED.

Schéma du principe de fonctionnement



Précautions d'utilisation

- 1. Ne pas utiliser l'oxymètre de pouls en même temps que l'équipement d'I.R.M ou de tomographie.
2. Risque d'explosion : Ne pas utiliser l'oxymètre de pouls dans une atmosphère explosive.
3. L'oxymètre de pouls n'est qu'un accessoire dans l'évaluation du patient. Les médecins doivent poser un diagnostic en tenant compte des manifestations et des symptômes cliniques.
4. Vérifier fréquemment le site d'application du capteur de l'oxymètre de pouls pour s'assurer que la circulation et l'intégrité de la peau du patient sont dans de bonnes conditions.
5. Ne pas étendre la bande adhésive lors de l'application du capteur de l'oxymètre de pouls. Ceci peut entraîner des lectures imprécises et des coupures au niveau de la peau.
6. Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser l'appareil.
7. L'oxymètre de pouls possède une fonction de demande de la saturation en oxygène du sang, mais ne doit pas être utilisé pour une surveillance continue.

- 8. Une utilisation prolongée ou l'état du patient pourrait nécessiter le changement périodique du site du capteur.
9. Les causes des mesures imprécises pourraient être l'autocollage, la stérilisation par l'oxyde d'éthylène ou l'immersion des capteurs dans le liquide.
10. Des niveaux importants d'hémoglobines dysfonctionnelles (tels que la carboxyhémoglobine ou la méthémoglobine) peuvent entraîner des lectures imprécises.
11. Les colorants intravasculaires tels que le vert de l'indocyanine ou le bleu de méthylène peuvent entraîner une lecture imprécise.
12. Les mesures de la SpO2 peuvent être négativement affectées par la présence d'une forte lumière ambiante.
13. Une action inattendue peut entraîner une lecture imprécise.
14. Un signal médical à fréquence élevée ou une interférence causée par un défibrillateur peut entraîner une lecture imprécise.
15. Les pulsations veineuses entraînent une lecture imprécise.
16. Elles peuvent causer des lectures imprécises lorsque les positions du capteur et du brassard du tensiomètre sont sur le même cathéter artériel ou ligne intravasculaire.
17. Une hypotension, une vasoconstriction grave, une anémie grave ou une hypothermie peut entraîner une lecture imprécise.
18. Le fait d'administrer des cardiotoniques au patient après un arrêt cardiaque ou lorsque celui-ci tremble peut entraîner une lecture imprécise.
19. Des ongles vernis ou colorés peuvent entraîner une lecture SpO2 imprécise.
Veuillez respecter les ordonnances et les instructions locales en matière de recyclage concernant l'élimination ou le recyclage de l'appareil et les composants de l'appareil, y compris les piles.

Caractéristiques

- Ecran OLED
1. Le produit adopte un affichage OLED de couleur double, qui peut afficher les 6 modes d'affichage différents.
2. Consommation d'énergie plus faible, fonctionnement continu pendant 40 heures.
3. Voyant de faible voltage.
4. En absence de signaux, le produit se mettra en état de veille stable après 8 secondes.

- 5. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.
6. Petit volume, léger et facile à porter.

Portée de fonctionnement du produit

L'oxymètre de pouls peut être utilisé pour mesurer la saturation en oxygène de l'hémoglobine humaine et le pouls à travers le doigt. Ce produit s'applique à une utilisation à la maison, à l'hôpital (y compris une utilisation clinique en médecine interne ou chirurgie, l'anesthésie, la pédiatrie, les soins intensifs, etc.), les centres d'oxygénothérapie, les organismes médico-sociaux, les soins physiques sportifs (il peut être utilisé avant ou après le sport), (Utilisation en cours de procédure sportive n'est pas recommandée). Il est également applicable aux passionnés d'alpinisme, aux patients (convalescents à la maison ou ce qui nécessite des traitements de premiers soins), les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes qui travaillent plus de 12 heures, les sportifs et ceux qui travaillent dans des conditions hermétiques, etc. Le produit n'est pas destiné à une surveillance continue du patient.

Mode d'emploi


- 1. Enfoncer le bouton de verrouillage sur le couvercle de la pile, faire glisser le couvercle de la pile dans la direction des flèches imprimées et ouvrir en même temps le couvercle de la pile.
2. Mettre 2 piles AAA dans le compartiment des piles et respecter la polarité imprimée au fond du compartiment avant de mettre le couvercle.
3. Mettre un doigt dans le trou en caoutchouc de l'oxymètre (le mieux c'est d'entrer complètement le doigt) avant de relâcher la pince avec l'ongle sur le dessus.
4. Appuyer sur le bouton du panneau avant.
5. Ne pas faire trembler votre doigt lorsque l'oxymètre fonctionne. Il est recommandé de rester immobile lors de l'utilisation de l'oxymètre.
6. Appuyer sur le bouton du panneau avant, si vous voulez changer la direction de l'affichage.
7. Lire les données pertinentes sur l'écran d'affichage.
8. L'instrument a une fonction de veille, aucun signal ne sera affiché dans le mode veille.
9. Veuillez remettre de nouvelles piles lorsque le voyant OLED indique que les piles sont faibles.



Lorsque vous mettez votre doigt dans l'oxymètre, la surface de votre ongle doit être sur le dessus.

Déclaration : Veuillez utiliser un alcool de qualité médicale pour nettoyer le caoutchouc avant chaque test et nettoyer le doigt testé avant et après chaque test. (Le caoutchouc à l'intérieur de l'oxymètre est caoutchouc de qualité médicale, qui ne contient pas de toxines, qu'il est pas nocif et qui n'entraîne aucun effet indésirable tel qu'une allergie à la peau humaine).

Breve description du panneau avant



Description des touches de fonctions : En mode veille, appuyer sur la touche de l'instrument pour passer en état de fonctionnement, le fait d'enfoncer ce bouton en état de fonctionnement peut modifier le mode d'affichage.

Configuration des paramètres :

Tableaux de configuration des paramètres pour les réglages généraux et les réglages de la sonde.

Figure 1 et Figure 2

- 1. Enfoncer le bouton d'alimentation pendant plus de 3 secondes pour entrer en mode « Réglage des paramètres ». Menu illustré dans la figure 1 :

- Appuyer sur le bouton (moins de 1 seconde) pour défiler vers le bas pour atteindre le mode que vous souhaitez.
2. Déplacer le signal «*» dans « réglages Alm », appuyer sur le bouton pendant plus de 3 secondes pour entrer dans la deuxième page des réglages.

Description détaillée des fonctions du produit :

- 1. Type d'affichage : écran OLED
2. SpO2 : fourchette de mesure : 70 %~100 %
Précision : ±2 % dans la fourchette de 80 %~100 %, non spécifié (<=70 %) pour SpO2
Résolution : 1 %
fourchette de mesure : 30 BPM~254BPM
Précision : <=100BPM, ±1BPM; >100BPM, ±2BPM
3. PR :
Précision : <=100BPM, ±1BPM; >100BPM, ±2BPM
4. paramètres de la sonde LED

Tableau des paramètres de la sonde LED : Longueur d'onde, Puissance de rayonnement pour RED et IR.

Ce paramètre peut être particulièrement utile aux cliniciens.

- 5. Alimentation : 2 piles alcaline AAA 1,5V
6. Consommation d'énergie : inférieure à 30 mA
7. Mode veille : retirer le doigt de l'appareil, l'instrument se met en mode veille au bout de 15 sec
8. Environnement de fonctionnement : températures de fonctionnement entre 5 ~ 40 °C
Température de stockage : -10 ~ 40 °C
Humidité ambiante : 15 %~80 % en fonctionnement et 10%~95% pendant le stockage
Pression de l'air : 70 kPa~106 kPa
9. Déclaration : FEMC de ce produit est conforme à la norme IEC60601-1-2
10. Mesure de la performance dans des conditions de faible perfusion : équipement de test requis (testeur d'oxymètre de pouls BIO-TEK INDEX) pourrait mesurer l'onde de pouls disponible avec une amplitude de 6 % de l'amplitude de l'onde de pouls de simulation.
11. Capacité de résistance à l'interférence contre la lumière ambiante : le testeur de l'oxymètre de pouls BIO-TEK INDEX exerce un signal de test interférent.

Classification

- 1. Classes de gestion des appareils médicaux : équipement II
2. Type anti choc-électrique : Équipement à alimentation interne
3. Degré d'anti choc-électrique : Équipement de type BF

Entretien et entreposage

- 1. Remplacer les piles au bon moment lorsque le voyant de faible voltage s'allume.
2. Nettoyer la surface de l'oxymètre à pouls avant de l'utiliser pour le diagnostic d'un autre patient.
3. Enlever les piles de l'oxymètre si vous ne l'utiliserez pas pendant une longue durée.
4. Il serait préférable d'entreposer le produit à une fourchette de température entre -10 ~ 40 °C (14-104 °F) et une fourchette d'humidité entre 10%~95%.
5. Il est recommandé de maintenir le produit sec en tout temps. Un environnement humide pourrait affecter sa durée de vie et même endommager le produit.
6. Veuillez respecter les lois locales pour éliminer les piles usées.

Accessoires du produit

- 1. une dentelle suspendue
2. un manuel d'utilisation

Directive et déclaration du fabricant concernant les rayonnements électromagnétiques pour d'autres ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES

Tableau de conformité aux normes électromagnétiques (EMC) pour les équipements et systèmes.

Problèmes éventuels et Dépannage

Tableau de dépannage avec 3 colonnes : Problème, Cause probable, Solution.

Symboles et Définitions

Tableau de symboles et définitions expliquant les pictogrammes utilisés dans le manuel.





Comment remplacer les piles :

1. Pour enlever le couvercle du compartiment arrière, appuyer sur le bouton blanc suivant la direction des flèches imprimées.
2. Placer deux piles AAA dans le compartiment de piles. Respectez les signes plus (+) et moins (-) dans le compartiment. Si les polarités ne correspondent pas, l'oxymètre pourrait être endommagé.
3. Faire glisser la porte du couvercle du compartiment le long de la flèche illustrée dans le dessin.

Remarque :

Veillez enlever les piles si l'oxymètre ne doit pas être utilisé pendant une longue durée.
Veillez remplacer les piles lorsque le voyant de charge commence à vaciller.



Utilisation du cordon

1. Faire filer l'extrémité la plus fine du cordon dans le trou de suspension.
2. Faire filer l'extrémité la plus épaisse du cordon dans l'extrémité fileté avant de tirer fortement.

Avertissements !

1. Maintenir l'oxymètre éloigné des jeunes enfants. Les petits éléments tels que le couvercle du compartiment des piles, les piles et le cordon constituent des risques d'étouffement.
2. Ne pas suspendre le cordon sur le fil électrique du dispositif.
3. Veuillez noter que le cordon qui est lié à l'oxymètre peut causer une strangulation en raison de sa longueur excessive.



Note : veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié

DOMINIQUE DUTSCHER SAS