

Avertissements:

Vous utilisez du gaz, soyez prudent!

Cet adaptateur de sécurité fonctionne avec une valve-cartouche de gaz perçable Camping Gaz CV360. Le fait d'utiliser une autre cartouche pour l'adaptateur de sécurité peut être dangereux. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'incidents provenant de l'utilisation de cartouches d'autres fabricants.

Toujours assembler l'adaptateur de sécurité CV360 loin de toute source d'inflammation (par ex. flammes, cigarettes, veilleuses, radiateurs etc.) et des autres personnes.

Respecter les normes réglementaires de ventilation qui permettent de fournir l'air suffisant à une bonne combustion et d'éviter la formation d'un mélange dangereux de gaz non brûlé.

Avant chaque utilisation, vérifier que le joint (E) installé est en parfait état et bonne position. Ne jamais utiliser un adaptateur qui fuit, qui est détérioré ou fonctionne mal.

En cas de fuite de l'adaptateur (odeur de gaz) le mettre immédiatement dans un endroit bien ventilé loin de toute source d'inflammation où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.

Le fait de ne pas respecter scrupuleusement ces instructions pourrait résulter en fuites de gaz qui, en cas d'inflammation, pourraient provoquer de graves brûlures à l'utilisateur ou aux personnes se trouvant à proximité.

Ne jamais tenter de recharger les cartouches.

Rangement:

Entreposer les cartouches dans un endroit sec, frais, loin de toute source de chaleur.

Protéger l'environnement:

Se débarrasser des cartouches vides dans un endroit sûr.

Il faut respecter les Directives Techniques pour le Gaz liquéfié. (TRF).

En cas d'une fuite de gaz permanente via l'évent (G) le détendeur doit être remplacé (membrane défectueuse).

Autres produits de cette série:

gasprofi 1 micro	Réf. 6.004.000
Bec de gaz de laboratoire avec interrupteur à pied, bouton/touche et capteur infrarouge (IR)	
Fuego SCS basic	Réf. 8.201.000
Bec de gaz de laboratoire avec pédale de commande et bouton/touche	
Fuego SCS	Réf. 8.200.000
Bec de gaz de laboratoire avec capteur infrarouge (IR) et écran graphique, bouton/touche	
Fuego SCS Pro	Réf. 8.204.000
Bec de gaz de laboratoire avec capteur infrarouge (IR) et écran graphique, bouton/touche, 2 piles rechargeables	
powerjet 2	Réf. 6.006.000
Brûleur manuel de laboratoire avec allumage piezo	
Matériel d'usage: (extrait)	
Cartouches de gaz CV360	Réf. 6.000.180
avec valve (UE = 6 pièces)	
Joint pour adaptateur CV360	Réf. 6.010.700



Adaptateur de sécurité CV 360

WLD - TEC GmbH

Sales department:
SpandauerWeg 1
D - 37085 Göttingen
Phone : +49 (0)551/793789
Fax : +49 (0)551/793707




Internet: <http://www.wld-tec.com>

Production und Service:
Halle-Kasseler Straße 49
D - 37318 Arenshausen
Phone : +49 (0)36081/68940
Fax : +49 (0)36081/68942

Email: sales@wld-tec.com

04/16





- A - Adaptateur de cartouches de gaz
- B - Pince d'accrochage
- C - Cartouche de gaz CV360
- D - Bouchon à vis pour raccordement de gaz G1/4"L
- E - Joint
- F - Joint torique de la buse
- G - L'évent

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec le produit avant de l'assembler à la cartouche CV 360. Conservez-le bien pour vous y référer plus tard.

1. Utilisation: L'adaptateur de sécurité CV360 a été développé pour alimenter des produits Fuego SCS / basic / pro et gasprofi 1 SCS micro indépendamment de l'alimentation en gaz centrale. L'adaptateur est équipé d'un détendeur qui réduit la pression de la cartouche à 50 mbar. La température ambiante pour l'emploi de la cartouche est de +10°C à +40°C, éviter et préserver la cartouche d'une surchauffe vers +50°C. **Il faut respecter les Directives Techniques pour le Gaz liquéfié. (TRF).** Dans des conditions normales d'utilisation, il est recommandé de remplacer ce détendeur avant l'échéance de 8 ans suivant la date de fabrication pour assurer un fonctionnement conforme de l'adaptateur.

1.1 Livraison:
 Adaptateur de sécurité CV 360 Art. no. 8.000.700
 Buse pour butane **B**
 Mode d'emploi

1.2 Données techniques:
 Adaptateur pour cartouches: CV360 Camping Gaz
 52 g butane
 Détendeur: 50 mbar
 Durée d'utilisation: 40 min. par cartouche
 Dimensions: (D x H) 115 x 85 mm
 Poids: (sans cartouche) 260 g
 Raccordement: G 1/4" gauche

2. Premier raccordement: Eteindre le bec de gaz avant le raccordement ou le changement de l'adaptateur de la cartouche. Au cours de la fabrication, une buse a été installée pour le gaz naturel (**N**). Il faut adapter la buse à la cartouche CV360, type de gaz butane (la buse correspondante (**B**) fait partie du contenu de la livraison adaptateur), et la marche à suivre est la suivante: Dévisser la buse (**N**) pour gaz naturel à l'aide d'une pièce de monnaie (1 centime d'euro) ou avec la clé plate SW17. Ensuite, enlever la buse active (**N**) pour gaz naturel (déjà montée) et remplacer les buses. La correct buse est (**B**) pour le gaz butane. Revisser correctement la buse.

Attention : avant de monter les buses, vérifier à chaque fois si le joint torique (F) est endommagé. Si c'est le cas, le remplacer, référence : 8.000.010
 Raccordez l'adaptateur de la cartouche de gaz (**A**) Fig. 1 au bec de gaz par le raccordement de gaz (**D**). Avec tous les raccordements de gaz, s'assurer que tout est

hermétiquement fermé (filet à gauche) Toujours utilise la clé plate SW 17. (compris dans la livraison brûleur). **Ne Pas étanchéifier le filetage de raccord au gaz avec du ruban de téflon ou similaire.**

2.1 Mise en place d'une nouvelle cartouche: Suivre les avertissements se trouvant au recto. Ne pas utiliser de cartouche cabossée. Eteindre le bec de gaz. Vérifier si le joint (**E**) est installé et en parfait état.

Joint pour adaptateur CV360 Art. no. 6.010.700
 Tourner la pince d'accrochage (**B**) sans forcer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (**sens OFF**).

Retirer le capuchon en matière plastique de la cartouche CV360 (**C**). La pince d'accrochage (**B**) possède 3 griffes. Bien tenir la pince d'accrochage (**B**) et pousser la cartouche à fond. Un déclic se produit indiquant que la cartouche est verrouillée sur l'appareil. Maintenir l'adaptateur et visser la pince d'accrochage (**B**) dans le sens des aiguilles d'une montre (**sens ON**). S'assurer de l'étanchéité complète du gaz. En cas de suspicion d'une fuite, suivre les avertissements se trouvant au recto.

2.2 Manipulation: A l'aide de l'interrupteur principal, l'appareil est mis en marche. Lors de la première utilisation il faut tourner le régulateur de gaz deux tours à gauche ainsi qu'ouvrir et refermer celui d'air, également en tournant. Pour d'autres managements, voir à partir du chapitre Manipulation dans le mode d'emploi du bec de gaz respectif.

2.3 Changement de la cartouche de gaz: Vous pouvez également changer la cartouche avant qu'elle ne soit vide car ce type de cartouche possède une valve intégrée.

Vous devez toujours changer la cartouche dans un endroit bien ventilé et loin de toute source d'inflammation. Eteindre le bec de gaz. Tourner la pince d'accrochage (**B**) sans forcer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (**sens OFF**). Tenir l'appareil par la pince d'accrochage (**B**) et exercer une traction sur la cartouche. Un déclic se produit lors du déverrouillage. Pour installer une nouvelle cartouche rappelez-vous au paragraphe "Mise en place d'une nouvelle cartouche."

2.4 Mise hors service: Après avoir utilisé le bec de gaz ou en cas de pauses assez longues sans surveillance, mettre l'appareil hors service par l'intermédiaire de l'interrupteur principal et il faut arrêter la source de gaz en tournant la pince d'accrochage (**B**) sans forcer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (**sens OFF**).

3. Garantie: La garantie est de 2 ans. Toute défectuosité due au maniement impropre de l'adaptateur ainsi que les changements ou interventions effectués sur l'adaptateur n'entrent pas dans la garantie.