

DEUTSCH

- Marke
- Hersteller der Schutzkleidung
- CE-Kennzeichnung: PSA-Kategorie III
- Schutzstandung
- Piktogramm zeigt Körpermaße (cm)
- Siehe Bedienungsanleitung
- Textilflegesymbole
- Zum Einmaligen Gebrauch

DAS LEISTUNGSPROFIL VON WEEPRO LABO®

Physikalische Daten	Testmethode	Klasse
Entflammbarkeit	EN 13274-4	Bestandig
Abriebfestigkeit	ISO 12947-2	Klasse 2
Biegeversfestigkeit	ISO 7854 B	Klasse 6
Trapezförmige Reißfestigkeit	ISO 9073-4	Klasse 1
Querschnitt	ISO 13934-1	Klasse 1
Durchstoßfestigkeit	EN863	Klasse 1
Namhaftigkeit	ISO 13935-2	Klasse 3

WIDERSTAND VON MATERIALIEN GEGEN DIE PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN EN ISO 6530

Chemikalie	Penetrationsindex	Abweisungsindex
Schwefelsäure 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxid 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
O-xylol	Klasse 3	Klasse 2

PRÜFLEISTUNG DES GESAMTANZUGS

Partikelstichfestigkeit Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	BESTANDIG
Neibeltest Typ 6 - EN 13034 : 2005 +A1: 2009	BESTANDIG

Typische Einsatzbereiche

Weißer Schutzhandschuh mit Kapuze, Arm- und Beinbündchen, elastischem Rücken sowie auf dem Verschluss selbsthaftender Patte, Schutzanzug mit oder ohne integrierte Stiefel. Persönliche Schutzkleidung gegen chemische Risiken (Spritzer/ wenig Spritzer luftgetragene Feststoffpartikel).

So trägt man Schutzkleidung

Nehmen Sie den Anzug aus der Verpackung, öffnen Sie den mittleren Reißverschluss und ziehen Sie das Kleidungsstück an, ohne es dabei zu beschädigen. Schließen Sie den Reißverschluss vollständig und bedecken Sie ihn mit der Kiebelabsche, ohne zu knittern. Besteht die Gefahr von luftgetragenen Feststoffpartikeln, empfiehlt es sich, zusätzlich Schutzhandschuhe mit den Enden der Hüllen zu kleben.

Entsorgung

Benutzen Sie den Anzug nicht, wenn Mängel festgestellt werden (z. B. Löcher, beschädigte Nähte oder Schlitze, ...). Der Schutzanzug erfüllt die Anforderungen: L_{min} ≥30% ≤30 % - L₀ ±15 % . Der Schutzanzug wurde nach DIN EN 13034:2005+A1:2009 auf Beständigkei gegen das Eindringen von Flüssigkeit (Sprühtest – Typ 6) geprüft. Längere Verschieblichkeit kann zu Hitzebelastung führen. Hitzebelastung und Unbehagen können durch den Einsatz geeigneter Unterwäsche oder Beatmungsgeräte verringert oder beseitigt werden. Die Schutzanzüge sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen nach jeder Tätigkeit entsorgt werden. Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Angemessenheit zwischen seiner Risikoanalyse und der Art des erforderlichen Schutzes, einschließlich der für einen vollständigen Schutz des Körpers erforderlichen zusätzlichen Ausrüstung. Falls notwendig, verwenden Sie zusätzliche PSA mit dem gleichen Schutzniveau (wie Handschuhe, Atemschutzgeräte usw.), um einen vollständigen Körperschutz zu gewährleisten. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch der PSA oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Diese Kleidung ist brennbar. Von Feuer fernhalten. Das Produkt innerhalb von 3 Jahren nach dem Herstellungsdatum verwenden.

Aufbewahrung

Anzüge sind in ihrer Originalverpackung vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren. Sie sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

ITALIANO

- Marchio registrato
- Identificazione del modello
- Marchatura CE: DPI Categoria III
- norma di protezione
- Misure indica le misure del corpo (cm) e le taglie corrispondenti
- Consultare le istruzioni per l'uso
- Simboli manutenzione tessuti
- Monouso

PRESTAZIONI DEL TESSUTO WEEPRO LABO® E DELL'INTERO INDIRUMENTO

Dati fisici	Metodo di prova	Classe
Resistenza alla combustione	EN 13274-4	Superato
Resistenza all'abrasione	ISO 12947-2	Klasse 2
Resistenza alla rottura per flessione	ISO 7854 B	Klasse 6
Resistenza allo strappo trapezoidale	ISO 9073-4	Klasse 1
Resistenza alla trazione	ISO 13934-1	Klasse 1
Resistenza alla perforazione	EN863	Klasse 1
Resistenza alla foratura	ISO 13935-2	Klasse 3

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI EN ISO 6530

Sostanza chimica	Penetrazione	Repelezione
Acido solforico 30%	Klasse 3	Klasse 3
Idrossido di sodio 10%	Klasse 3	Klasse 3
1-Butanolo	Klasse 3	Klasse 3
O-xilene	Klasse 3	Klasse 2

PERFORMANCE DEL TEST SULL'INTERO INDIRUMENTO

Tip 5: Test di resistenza alle particelle solide nebulizzate EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	SUPERATO
Tip 6: Test con spray a bassa intensità EN 13034 : 2005 +A1: 2009	SUPERATO

Utilizzazioni tipiche

Tute bianche con cappuccio, polsini, caviglie e dorso elasticizzati e con patte adesive sulla chiusura. Tute con o senza stivaletti integrati. Dispositivo di protezione individuale contro rischi chimici (spruzzi nebulizzazioni leggere - particelle solide disperse nell'aria).

Come indossare gli indumenti di protezione

Estrarre la tuta dalla confezione, aprire la chiusura lampo centrale e indossare l'indu-

mento con cura, senza danneggiarlo. Chiudere completamente la lampo e coprirlo con la patte adesiva, senza formare grinze. In caso di rischio di particelle solide disperse nell'aria, è consigliabile fissare con il nastro adesivo dei guanti protettivi alle estremità delle maniche.

Limitazioni d'uso

Non utilizzare la tuta se si riscontrano difetti (ad es. fori, cuciture o chiusure danneggiate, ecc.). La tuta soddisfa le seguenti esigenze: L_{min} ≥30% ≤30 % - L₀ ±15 % . La tuta è stata testata per la resistenza alla penetrazione di liquidi (prova allo spruzzo – Tip 6) ai sensi della norma EN 13034:2005+A1:2009. Se indossata per lunghi periodi può causare stress termico. Lo stress termico o il fastidio possono essere ridotti o eliminati con l'uso di indumenti idonei sotto la tuta o con idonea attrezzatura di ventilazione. Le tute sono monouso e vanno eliminate al termine del lavoro. Soltanto l'utilizzatore può giudicare l'adeguatezza tra l'analisi dei rischi e il tipo di protezione necessario, inclusa l'attrezzatura supplementare necessaria per una completa protezione del corpo. Se necessario, utilizzare un dispositivo di protezione individuale supplementare con lo stesso livello di protezione (guanti, aspiratore, ecc.) per fornire una protezione del corpo completa. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni risultanti da un uso inadeguato del DPI o per un utilizzo non conforme alle seguenti istruzioni. Questi indumenti sono infiammabili. Tenere lontano da fiamme libere. Utilizzare il prodotto entro e non oltre 3 anni dalla data di fabbricazione.

Conservazione e Eliminazione

Le tute devono essere conservate nella loro confezione originale in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Devono essere smaltite secondo la normativa vigente.

NERDERLANDS

- Merck
- Modelingschrijving
- CE-markering: PBM Categorie III
- Bescherming standaard
- Pictogram voor lichaamsmaten (cm).
- Controleer uw lichaamsmaten en kies de juiste maat
- Verwijs naar instructies voor gebruik
- Symbool eigenschappen materiaal
- Enmalig gebruik

PRESTATIE VAN WEEPRO LABO® MATERIAAL EN COVERALL

Fysische eigenschappen	Testmethode	Klasse
Ontvlambaarheid	EN 13274-4	Bestandig
Slijtage	ISO 12947-2	Klasse 2
Weerstand tegen scheuren door buigen	ISO 7854 B	Klasse 6
Trapezoidale scheurkracht	ISO 9073-4	Klasse 1
Treksterkte	ISO 13934-1	Klasse 1
Lewerbestand	EN863	Klasse 1
Naadsterkte	ISO 13935-2	Klasse 3

WEERSTAND VAN STOF TEGEN BINNENDINGEN VAN VLOEISTOFFEN EN ISO 6530

Chemisch product	Enetratiepercentage	Afstotingspercentage
Zwavelzuur 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxide 10%	Klasse 3	Klasse 3
1-Butanol	Klasse 3	Klasse 3
O-xylol	Klasse 3	Klasse 2

TRETESTRESULTATEN VOLLEDIGE UTRUSTING

Partikelroesttoest Test Type 5 Testmethode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	GESLAAGD
Neveltest Type 6 Testmethode EN 13034 : 2005 +A1: 2009	GESLAAGD

Toepassing

Witte overall met kap, manchetten aan polsen en enkels, elastiek in rug en zelfklevende strip aan de sluiting. Overall met of zonder geïntegreerde laarzen. Persoonlijk beschermingsmiddelen tegen chemische risico's (spatten - lage sprays - vaste deeltjes in de lucht).

Hoof- of beschermende kleding te dragen

Haar het pak uit de verpakking, open de rits in het midden en trek het kledingstuk voorzichtig aan om het niet te beschadigen. Sluit de rits volledig. Wanneer er risico bestaat op vaste deeltjes in de lucht, raden we aan bijkomend handschoenen aan de mouwen en overschoenen/overlaarzen aan de broekspijpen vast te tappen.

Beperkingen

Gebruik het pak niet als er gebreken worden geconstateerd (bijv. gaten, beschadigde naden of sluitingen, enz.). De overall voldoet aan de vereisten: L_{min} ≥30% ≤30 % - L₀ ±15 % . De overall werd getest en is bestand tegen het indringen van vloeistof (spray test – Typ 6) volgens EN 13034:2005+A1:2009. Het langdurig dragen kan warmtestress veroorzaken. Warmtestress en ongemak kunnen worden verminderd of uitgesloten door het gebruik van correcte onderkleding of gepaste ventilatie-uitrusting. De overall is zijn enkel bestemd voor eenmalig gebruik en dient na het uitvoeren van een taak worden weggegooid. De gebruiker kan als enige de risicoanalyse en het type bescherming dat vereist is bepalen, inclusief de bijkomende bescherming die nodig is voor een volledige bescherming van het lichaam. Gebruik indien nodig bijkomende PBM met hetzelfde beschermingsniveau (zoals handschoenen, ademhalingsstoel, enz.). De protectie wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van de PBM of gebruik dat niet overeenstemt met instructies. Deze kleding is brandbaar. Uit de buurt van vuur houden. Gebruik het product binnen de 3 jaar na de productie datum.

Opslag and Afval

De overall moet in hun originele verpakking worden bewaard op een droge plaats beschut tegen licht. Ze moeten worden verwijderd volgens de geldende wetgeving.

PORTUGUÊS

- Marca registrada
- Identificação do modelo
- Rotulagem da CE: EPI da categoria III
- Norma de protecção
- pictograma de tamanho indica as diversas medidas
- Consulte as instruções de utilização
- Simbolos de cuidados a ter com o tecido
- Utilização única

PROPIEDADES DO TECIDO E DO FATO-MACACO WEEPRO LABO®

Propriedades físicas do tecido	Método de teste	Classe
Resistência ao fogo	EN 13274-4	Aprovado
Resistência à abrasão	ISO 12947-2	Klasse 2
Resistência à fissura por flexão	ISO 9073-4	Klasse 1
Resistência ao rasgo trapezoidal	ISO 9073-4	Klasse 1
Resistência à tração	ISO 13934-1	Klasse 1
Resistência à perfuração	EN863	Klasse 1
Solidez das costuras	ISO 13935-2	Klasse 3

STOFFETS MODSTANDSDYGTIGHED MOD INDRÆNGNING AF VÆSKER EN ISO 6530

Kemikalie	Indtrængningsindeks	Afvisningsindeks
Svovelsyre 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxid 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
o-xylol	Klasse 3	Klasse 2

TRETESTRESULTAT FOR HELDRAGT

Partikelroesttest Type 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	GODKENDT
Begrænset væskesprøvetest Type 6 EN 13034 : 2005 +A1: 2009	GODKENDT

Typiske anvendelsesområder

Hvide heldragter med elastik i hænder, manchetter, ankler og ryg samt selvklæbende klapp på lukningen. Heldragter med eller uden integrerede støvler. Personligt værnemiddel mod kemiske risici (stærk lav sprøjtning luftbårne faste partikler).

Sådan tages beskyttelsesbeklædning på

Tag dragten ud af emballagen, åbn midterlåsningen, og tag beklædningen på, mens du passer på ikke at beskadige den. Lån lynlåsen helt. Hvis der er risiko for luftbårne faste partikler, anbefales det at tape ekstra beskyttelseshandsker sammen med enden af ærmerne og overtræk støvler/overtræksko sammen med enden af buksebæne.

Begrænsninger for anvendelsen

Må ikke anvendes, hvis der registreres nogen mangler (f.eks. fejl i samme eller lynlås). Heldragten lever op til kravene: L_{min} ≥30% ≤30 % - L₀ ±15 % . Heldragten er blevet testet for modstandsdygtighed over for væskegennemtrængning (doucheprøve – type 6) EN 13034:2005+A1:2009. Længere tids brug kan forårsage varmebelastning. Varmebelastning og ubehag kan reduceres eller fjernes ved at bruge korrekt underbeklædning eller passende ventilationsudstyr. Heldragten er kun til engangsbrug og skal bortskaffes efter alle arbejdsopgaver. Brugeren alene bestemmer ud fra sin risikoanalyse, hvilken type beskyttelse der er påkrævet, herunder yderligere udstyr, der er nødvendigt til fuldstændig beskyttelse af kroppen. Brug om nødvendigt yderligere PV af samme beskyttelsesniveau (såsom handsker, luftfiltrer åndedrætsværn osv.) for at sikre fuld kropsskytelse. Producenten afviser ethvert erstatningsansvar for skade der er resultatet af forkert brug af PV'erne eller brug, der ikke er i overensstemmelse med vejledning. Denne beklædning er brandfarlig. Holdes væk fra ild. Brug produktet inden for 3 år efter fremstillingsdatoen.

Opbevaring / Bortskaffelse

Heldragterne skal opbevares i deres originale emballage på et tørt og mørkt sted. De skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser.

БЪЛГАРСКИ

- Име на марката
- Справка
- CE маркировка : лични предпазни средства категория III
- Стандарти за защита
- Размери и мерки
- Ползваването трябва да протече тези инструкции за употреба
- Символи за грижа за тъканите
- Да не се използва повторно

ФИЗИЧЕСКА ИЗДЪРЖЛИВОСТ WEEPRO LABO®

Физически свойства на тъканта	Метод на тестване	Клас
Устойчивост на възпламеняване	EN 13274-4	Успешен
Устойчивост на износване	ISO 12947-2	Klasse 2
Устойчивост на огъване	ISO 7854 B	Klasse 6
Устойчивост на съкъване	ISO 9073-4	Klasse 1
Устойчивост на опъване	ISO 13934-1	Klasse 1
Устойчивост на пробиване	EN863	Klasse 1
Дължини швовове	ISO 13935-2	Klasse 3

Устойчивост на проникване на течности EN ISO 6530

Химични свойства на тъканта	Проникване	Отблъскване
Сярна киселина 30%	Klasse 3	Klasse 3
Натриев хидроксид 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
o-xylol	Klasse 3	Klasse 2

ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕСТОВЕТА НА ЦЯЛАТА КОМБИНАЦИЯ

Тест за устойчивост на прах Тип 5 Съгласно метод EN ISO 13982-1:2004 + 1 2010	Успешен
Тест със spray с ниска интензитет Тип 6 Съгласно метод EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Успешен

Области за употреба

Бял комбинезон с ластик на какулката, маншети, глезените и гърба и капаче с лепка на щипа. Газеризирани със или без вървещи бутони.

Газеризираните са проектирани да предпазват от химични рискове (пръски - опрейове – твърди частици във въздуха).

Как да носите защитно облекло

Извадете газеризирани от опаковката, отворете централния цип и облечете дрехата, като внимавате да не я повредите. Затворете външния цип и го покрийте със запечатващ капак, без да се намачка. Ако има риск от твърди частици във въздуха, препоръчително е да носите и защитни ръкавици, като ги заплетете в краищата на ръкавите.

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO POR LÍQUIDOS EN ISO 6530

Propriedades físicas do tecido	Penetração	Repulsão
Acido sulfurico 30%	Classe 3	Classe 3
Idrossido de sodio 10%	Classe 3	Classe 3
Butan-1-ol	Classe 3	Classe 3
O-xileno	Classe 3	Classe 2

PROPRIEDADES DO FATO INTEIRO

Ensaio aerol de partículas sólidas Tipo 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	APROVADO
Ensaio pulverização de nível baixo Tipo 6 EN 13034 : 2005 +A1: 2009	APROVADO

Área habitual de uso

Macacões de protecção, brancos, com capuz, reforço dos pulsos e dos tornozelos e com costas elásticas e aba adesiva sobre o fecho. Equipamento com e sem botas integradas. Equipamento de protecção pessoal contra riscos químicos (salpicos pulverizações de baixo volume partículas sólidas aerotransportadas).

Como utilizar o vestuário de protecção

Remova o fato da sua embalagem, abra o fecho central e coloque o vestuário, tendo cuidado para não o danificar. Feche por completo o fecho. Caso exista o risco de partículas sólidas aerotransportadas, é aconselhável isolar ainda mais as luvas de protecção com as extremidades das mangas e as capas de botas/sapatos com a extremidade das calças.

Limites de uso

Não utilize o macacão se forem encontrados quaisquer defeitos (por exemplo, buracos, costuras ou fechos danificados, etc.). O macacão cumpre com os requisitos: L_{min} ≥30% ≤30 % - L₀ ±15 % . O macacão foi testado quanto à resistência à penetração de líquidos (teste de pulverização – Tip 6) de acordo com a EN 13034:2005+A1:2009. A sua utilização por longos períodos de tempo pode provocar stress por calor. O desconforto e o stress por calor podem ser reduzidos ou eliminados através da utilização de vestuário interior apropriado ou de um equipamento de ventilação adequado. Os macacões destinam-se apenas a uma utilização única e deverão ser descartados após qualquer trabalho. O utilizador é o único avaliador da adequabilidade entre a sua própria análise do risco e o tipo de protecção necessário, incluindo o equipamento adicional necessário para uma protecção completa do corpo. Se necessário, utilize EPP adicional com o mesmo nível de protecção (como luvas, aparelho respiratório, etc.) para conseguir a protecção corporal total. O fabricante recusa qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização inadequada do EPP ou de sua utilização em negligência das instruções. Estes vestuários são inflamáveis. Mantenha-os afastados das chamas. Utilize o produto no espaço de 3 anos após a data de fabrico.

Armazenagem e Eliminação

Os macacões de protecção devem ser mantidos na sua embalagem original e guardados num local seco e protegido da luz solar. Ao descartá-los deve ser respeitada a regulamentação em vigor.

POLSKI

- Znak handlowy
- Opis modelu
- Oznaczenie CE: ŚOI kategorii III
- Normom ochrony
- Piktogram określający wymiary ciała (cm)
- Odniesienie do instrukcji użytkownika
- Symbol dotyczący pielęgnacji tkaniny
- Do jednorazowego użytku

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU ORAZ CAŁEGO KOMBINEZONU WEEPRO LABO®

Właściwość fizyczna	Metoda badania	Klasa
Oporność na zapalenie	EN 13274-2	SPELNIŁA
Oporność na ścieranie	ISO 12947-2	Klasa 2
Oporność na pęknięcie przy zginaniu	ISO 7854 B	Klasa 6
Oporność na rozciąganie - metoda trapezowa	ISO 9073-4	Klasa 1
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 13934-1	Klasa 1
Oporność na przebicie	EN863	Klasa 1
Wytrzymałość szwów	ISO 13935-2	Klasa 3

OPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZESIAKANIE CIĘCZY EN ISO 6530

Substancja chemiczna	Przenikanie	Niezwłoczność
Kwas siarkowy 30%	Klasa 3	Klasa 3
Wodorotlenek sodowy 10%	Klasa 3	Klasa 3
Butan-1-ol	Klasa 3	Klasa 3
O-xylol	Klasa 3	Klasa 2

WYNIKI BADAŃ CAŁEGO KOMBINEZONU

Oporność na penetrację przez aerozole stałe Typ 5 Metoda badania EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	SPELNIŁA
Oporność na nieintensywny natyśk cieczy Typ 6 Metoda badania EN 13034 : 2005 +A1: 2009	SPELNIŁA

Typowe obszary zastosowania

Białe kombinезony z kapturem, gumką wokół mankietów, kostek i pięców oraz kląpką zapinaną na rzep na zamku. Kombinезon z lub bez połączonych butów. Środki ochrony indywidualnej przed następującymi czynnikami zagrożenia chemicznego (ochronny rozpryski z niskim natężeniem cieczy - cząstki stałe unoszące się w powietrzu).

Sposób noszenia odzieży ochronnej

Wyjąć kombinезon z opakowania, odsunąć środkowy zamek i założyć kombinезon, uważając, aby go nie uszkodzić. Całkowicie zsunąć zamek. Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia się w powietrzu cząstek stałych, zaleca się dodatkowe zabezpieczenie połączeń między rękawicami ochronnymi a końcówkami rękawów za pomocą taśmy oraz założenie na obuwie osłon/ochraniaczy.

Ograniczenia zastosowania

Nie należy używać kombinезonu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad (np. dziury, uszkodzone szwy lub zipów itp.). Kombinезon spełnia następujące wymagania: Stres termiczny i uczucie dyskomfortu można ograniczyć lub zlikwidować poprzez stosowanie odpowiednio dobranych rodzajów bielizny bądź właściwych urządzeń wentylacyjnych. Kombinезon jest środkiem jednorazowego użytku i należy go zutylizować po zakończeniu pracy. Wyłącznej oceny typu wytrzymałości zabezpieczeń adekwatnych do stopnia ryzyka, w tym również dodatkowych

Ограничения за използване

Не използвайте костюма, ако забележите дефекти (например: повредени дупки, шевове или замъкци и др.). Комбинацията отговаря на изискванията EN 13034:2005 + A1:2009. Костюмът е предназначен за единично използване. Температурният стрес и усещането за дискомфорт могат да бъдат намалени или елиминирани чрез носене на подходящо биелизно или вентилационно оборудване. Подходящо биелизно ще бъде единично използване. Комбинацията е предназначена за използване в защитно оборудване, което ще предпази от частици, които се носят в въздуха. Комбинацията е предназначена за използване в защитно оборудване, което ще предпази от частици, които се носят в въздуха. Комбинацията е предназначена за използване в защитно оборудване, което ще предпази от частици, които се носят в въздуха. Комбинацията е предназначена за използване в защитно оборудване, което ще предпази от частици, които се носят в въздуха.

Съхранение и изхвърляне

Газеризираните трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на сухо място, далеч от светлина. Те трябва да се изхвърлят в съответствие с действащите разпоредби.

SLOVENŠČINA

- Ime blagovne znamke
- Referenca
- Oznaka CE: Kategorija OZO III
- Standardni zaščite
- Velikosti in dimenzije
- Glejte navodila za uporabo
- Simboli za vzdrževanje tkanin
- Samo za enkratno uporabo

FIZIKALNE LASTNOSTI OPREME WEEPRO LABO®

Fizikalne lastnosti tkanine	Preiskovalna metoda	Razred
Opornost na vžig	EN 13274-2	OPRAVLJENO
Opornost na obrabljenost	ISO 12947-2	Klasa 2
Upornost na pretrganost	ISO 7854 B	Razred 6
Upornost proti raztezanju	ISO 9073-4	R