Detergente Aquet



- Sin fosfatos
- PH neutro
- Para superficies de vidrio, de plástico
- No iónico
- Biodegradable
- Utilizar diluido al 1%

Ref.	Descripción	€
088831	Detergente Aquet 20 bolsas x 20 ml	NC -
085935	Detergente Aquet 4 litros	NC -

Limpiador desengrasante concentrado Saniris



- Concentrado espumoso para todas las superficies
- Desengrasa y destruye los malos olores de forma duradera
- Sin derivados fenólicos, colorantes, metales pesados, ni fosfatos
- Fórmulas con aceites esenciales o fragancia neutra

Aroma	Frasco de 1 l
Lavanda (lavanda, bergamota, limón)	005644A
€	NC -

Detergente desengrasante/descontaminante radiactividad espumante TFD4



- Líquido translúcido inodoro
- Solución alcalina (pH à 3 % = 11,8 ; pH a 10% = 12,5 ; pH puro = 13,5 ; densidad = 1,08)
- Composición: agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos, agentes secuestrantes, agentes estabilizadores.
- Propiedades: detergente, desengrasante bactericida, descontaminante de radioactividad, espumante, también para baños de ultrasonidos

Instrucciones de uso :

+ Acción inmediata: verter TFD4 sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos instantes y frotar. Aclarar.
+ Acción rápida: diluir TFD4 (de 3 a 5%) en agua caliente a unos 50°C.
+ Remoje el material durante una hora. Cepillar si es necesario. Aclarar abundantemente con agua.
+ Acción normal: preparar una solución de 0,5 a 3% de TFD4 con agua tibia.
+ Sumergir el material de 4 a 12 horas. Aclarar abundantemente.

Ref.	Descripción	€
711169B	Detergente / descontaminante radiactivo TFD4 5 litros	NC -

Detergente LIPSOL



Agente de limpiador concentrado para aplicaciones industriales y de laboratorio.

- No corrosivo, no irritante
- Sin fosfatos ni enzimas, totalmente biodegradable
- Eficaz como agente descontaminante radiactivo
- Se eimina completamente por aclarado
- Se entrega en una caja resistente que cumple la normativa UN
- Tapón inviolable
- Clasificación según las últimas normas CHIP chemical regulations and categories chemical for handling and transport)

Instrucciones de uso

+ Solución diluida de 2 a 5 %
+ Remojar los instrumentos de 2 a 24 horas
+ Aclarar bien con agua con un último aclarado con agua destilada
+ No recomendado para lavadoras

Ref.	Descripción	€
090844	Detergente LIPSOL - bidón de 5 litros	NC -

Astucia

Ver otros descontaminantes radioactividad página 1328