Tests allergènes - Disp & Flow

Principe du test
- Identique quelque soit l'allergène recherché

Le test **positif** : **2** traits rouges



Le test **négatif** : **1** seul trait rouge





- Détection allergènes alimentaires dans les matrices solides, liquides et eaux de rinçage (contrôle de surface)
- Conditionnement unitaire à usage unique
- 17 allergènes détectables
- Système bandeletette : test simple et rapide

Allergène	Sensibilité (ppm)	Réf. par 1	€ à l'unité	Réf. par 25	€ les 25
Caseine (lait)	20	**928000**	**NC -**	-	-
Gluten	4	**928001**	**NC -**	-	-
Soja	30	**928002**	**NC -**	-	-
Ovalbumine (œufs)	0,1	**928003**	**NC -**	-	-
Amande (fruits à coque)	100	**928004**	**NC -**	-	-
Noisette (fruits à coque)	5	**928006**	**NC -**	-	-
Noix de coco	-	-	-	**928040**	**NC -**
Arachide	100	**928005**	**NC -**	-	-
Poisson	1	**928007**	**NC -**	**928035**	**NC -**
Crevette (Crustacés)	7	**928015**	**NC -**	-	-
Céleri	-	**928020**	**NC -**	-	-
Moutarde	1	**928012**	**NC -**	-	-

Accessoire test Gluten



- Pèse échantillon
- Portée : 300 g / 0,1 g

Réf.	€
928019	**NC -**

Tests de présence de porc Disp & Flow



- Détection de présence de porc (viande, graisse ou sang) dans les aliments
- Conditionnement unitaire ou par 25. Comprend une bandelette, un flacon de recueil, une pipette et un mode d'emploi
- 2 types de tests :
  - Détection de viande de porc dans les aliments cuits, crus, transformés
  - Détection de sang et de graisse de porc dans les aliments
- Système bandelette : test simple et rapide
  - Découper entre 0,5 et 1 g de produit (ou 0,5 - 1 ml)
  - Placer l'échantillon dans le flacon de recueil
  - Ajouter l'eau chaude avec la pipette fournie
  - Secouer et attendre la décantation
  - Tremper la bandelette
  - Lire le résultat (5 à 10 minutes de réaction)

Caractéristiques des tests	Détection viande de porc dans les plats cuisinés et/ou transformés	
Type d'échantillon	Aliments, prélèvements de surface, eaux de rinçage	
Sensibilité	5 ppm	
Spécificité	Ne réagit pas avec : bœuf, veau, mouton, agneau, antilope, volaille (poulet, dinde, canard et oie), lapin, renne, cerf et kangourou	
Volume d'échantillon	0,5 - 1 g (0,5 - 1 ml)	
Unité d'emb.	1	25
Réf.	**928010**	**928018**
€	**NC -**	**NC -**