

# ANIOS RN

## Rinçant neutralisant de l'instrumentation

## MODE D'EMPLOI

Solution concentrée pour usage professionnel. ANIOS RN est utilisé à une dilution comprise entre 0,1% et 0,5% (soit 1 à 5 ml par litre d'eau) selon le type de machine et d'utilisation.
Un rinçage complémentaire à l'eau ou avec un produit de pH neutre doit être réalisé en fin de cycle

## COMPOSITION

- Formulé à base d'acide phosphorique.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage : de +5°C à +35°C.
Dispositif médical de la classe I (Directive 93/42/CEE modifiée).

## CONDITIONNEMENTS

2 bidons de 5 L..... Réf. 193.038
Bidon de 10 L..... Réf. 193.024
Bidon de 25 L..... Réf. 193.018
Fût de 200 L..... Réf. 193.005




laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

0193FR-121210- Photos non contractuelles