

ZONES À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE (CLASSES A ET B) /
CLEAN ROOMS (A AND B GRADES)

ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP sterile

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES
- Solution limpide, incolore
- Odeur caractéristique
- Densité à 20°C : 0,85 à 0,88

PHYSICO-CHEMICAL DATA
- *Clear colourless solution*
- *Characteristic odor*
- *Density at 20°C: 0.85 to 0.88*

MODE D'EMPLOI
S'utilise sans dilution sur des surfaces préalablement nettoyées. Retirer le premier emballage avant d'entrer en zone à atmosphère contrôlée. Oter le second emballage au moment de la première utilisation.
Appliquer uniformément sur la surface à traiter ou sur un tissu d'essuyage adapté, en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Appliquer en quantité suffisante (30 ml/m²) et s'assurer que les surfaces restent humides pendant toute la durée d'action.
Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

INSTRUCTIONS FOR USE
Used undiluted on previously cleaned surfaces.
Remove the first package before entering into the clean room. Remove the second package on first use.
Evenly apply on the surface to be treated or on a suitable cleaning wipe, respecting the indicated contact time for the required antimicrobial activity. Apply a sufficient amount (30 ml/m²) and ensure that the surfaces remain wet throughout.
For frequency of use and cleaning of the application equipment, please refer to the hygiene plan in place.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stocker entre +5°C et +25°C.
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2) - Usage réservé aux professionnels.

PRECAUTIONS FOR USE
Dangerous - Please follow the instructions for use (drawn up according to the European rules in force regarding the classification and labelling of chemical products). Use the biocides with precaution. Before use, read the label and the product information.
Store between +5°C and +25°C.
Biocidal product designed for surface disinfection (Group 1 – PT2) - Reserved for professional use.

CONDITIONNEMENTS/*PACKAGING*

12 x 1l spray double emballage radiostérilisé : 316.759
12 x 1l spray, gamma irradiated double-bagged: 316.759

12 x 400ml aérosols (poche) double emballage radiostérilisé : 316.788
12 x 400ml spraycans (bag inside) gamma irradiated double-bagged: 316.788

0316FG-150723

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com