

ANIOSYME 5 SYNERGY

5 ENZYMAS PARA 1 PRODUCTO ÚNICO

- **Detergente de 5 enzimas de amplio espectro de eficacia**
- **Aplicación múltiple: remojo, bandeja de ultrasonidos, lavadora-desinfectadora**
- **Eficaz tras 1 minuto en lavadora-desinfectadora**
- **Eficaz en cualquier calidad de agua (suavizada, agua de red...)**
- **Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente**
- **Formulado sin COV, pH neutro en la dilución de uso**



INDICACIÓN

Limpieza del material quirúrgico y médico, de los endoscopios y de los dispositivos médicos en remojo, bandeja de ultrasonido, lavadora automática y túnel de lavado.
ANIOSYME SYNERGY 5, con sus 5 enzimas (amilasa, celulasa, lipasa, mananasa y proteasa), asegura un amplio espectro de eficacia sobre los componentes de cualquier tipo de contaminación.

CARACTERÍSTICAS

- Viscosidad (producto puro): 10 mPa.s
- Densidad: aproximadamente 1,115
- pH (producto puro): aprox. 8
- pH (producto diluido): aprox. 7,25 (neutro)
- Testado conforme a los indicadores de limpieza disponibles:

- PLD sobre diferentes tipos de contaminaciones a remojo (grasa y sangre)
-Tests embarcados en lavadoras-desinfectadoras,
- ATPmetría,
- En contaminación denominada "Alemana" descrita por la norma EN 15883 en bandejas de ultrasonidos

COMPOSICIÓN

Tensioactivos iónicos, agente secuestrante, agente estabilizante, complejo enzimático, excipientes.

INSTRUCCIONES DE USO

Se utiliza diluido del 0.1% al 0.5 %.
Adaptar la concentración, el tiempo de contacto y la temperatura del agua de dilución en función del grado de contaminación y del método de limpieza utilizado.
Cepillar si fuera necesario. Aclarar cuidadosamente.
Temperatura máxima: 60°C.

PRECAUCIONES DE USO

Peligroso - respete las precauciones de uso (Establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).
Almacenamiento entre 5°C y 35°C.
Dispositivo médico de clase I (Directiva 93/42/CEE modificada).

ENVASES

Utilización a remojo o en bandeja de ultrasonidos

12 frascos de 1l dosificador	Ref 2235.095
4 bidones de 5 l + bomba de 25 ml	Ref. 2235.036

Utilización a máquina

2 bidones de 5 l	Ref. 2235.038

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

ES2235-160229 - fotos no contractuales

DOMINIQUE DUTSCHER SAS