FICHE TECHNIQUE
VERSOL®

Références : 64811 – 64812 – 600017 – 600018 – 600019 - 600020

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CARACTÉRISTIQUES



VERSOL® Eau stérile (500 mL)



VERSOL® Chlorure de sodium 0 9% (500 mL)

Description

Le flacon versable est en polypropylène (PP).

Le polypropylène est transparent et permet ainsi le contrôle visuel de la solution qu'il contient. Inerte vis-à-vis du contenu, c'est un matériau hermétique, léger et incassable.

La partie du bouchon en contact avec la solution (obturateur) est également en polypropylène. A la base du bouchon se trouve une bague d'inviolabilité garantissant l'inviolabilité du flacon.

Laboratoire Aguettant . 1, rue Alexander Fleming . 69007 Lyon - France . +33 (0)4 78 61 51 41 www.aguettant.fr
Société par Actions Simplifiées au capital de 12 697 000 euros . 447 800 210 RCS Lyon . APE 2120 Z

Afin de différencier les produits, la coque, partie du bouchon non en contact avec la solution, est colorée :

- Bleu pour l'Eau
- Vert pour le NaCl 0,9%

Le flacon est fabriqué de sorte à faciliter le rangement et une meilleure préhension. Les flacons sont disponibles en trois volume : 250 mL, 500 mL, 1000 mL.

Composition

VERSOL® Chlorure de sodium 0,9%

- chlorure de sodium 0,9 g
- eau pour préparations injectables.....qsp 100 mL

VERSOL® Eau stérile

- eau pour préparations injectables.....qsp 100 ml

Stérilisation

- Solutions stériles (stérilisation par chaleur humide) et apyrogènes.

Conformités

- Les Matières Premières constitutives de la solution (eau p.p.i. obtenue par osmose puis distillation et chlorure de sodium) sont conformes aux Monographies correspondantes de la Pharmacopée Européenne en vigueur.

Conditions de stockage et de conservation

- La durée de péremption est de 2 ans.
- Ne pas stocker à des températures supérieures à 30°C.
- Ne pas stocker au froid. Ne pas congeler.

Élimination

- Après utilisation, éliminer la poche et la solution conformément aux dispositions d'élimination des déchets contaminés à risque en vigueur dans l'établissement.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Laboratoire Aguettant . 1, rue Alexander Fleming . 69007 Lyon - France . +33 (0)4 78 61 51 41 www.aguettant.fr
Société par Actions Simplifiées au capital de 12 697 000 euros . 447 800 210 RCS Lyon . APE 2120 Z

UTILISATION

Indications et performances

Les solutions VERSOL® NaCl sont indiquées en pré, per et post-opératoire pour :

- Le nettoyage des plaies,
- Irrigation de plaies ou pansements.

Les solutions VERSOL® Eau sont indiquées pour :

- L'irrigation des plaies en pré, per et post-opératoire.

Les solutions VERSOL® ne sont pas destinées à être injectées.

Utilisateurs prévus

Ces solutions de chlorure de sodium isotonique et d'eau sont destinées à être utilisées aussi bien par les professionnels de santé en médecine de ville qu'en établissement de soins, ou parfois pour le Chlorure de sodium 0.9% par des patients en période post-opératoire à domicile sur prescription de certains chirurgiens.

Précautions d'emploi

- Utiliser uniquement si la solution est limpide et si le contenant est intact
- Dispositif stérile à usage unique. Tout flacon entamé doit être jeté s'il n'est pas utilisé entièrement. Risque de contamination en cas de réutilisation.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

INFPROD-06236-V09

PRÉSENTATIONS ET VOLUMES

	Référence	Description	Code GTIN	Nombre de flacons / cartons
069800K	**64811**	VERSOL® Eau stérile 250 mL	3700567700999	30
069891 069891A	**600017**	VERSOL® Eau stérile 500 mL	3700567700159	20
069892	**600018**	VERSOL® Eau stérile 1L	3700567700852	10
069818	**64812**	VERSOL® chlorure de sodium 0.9% 250 mL	3700567701026	30
069893 069893A	**600019**	VERSOL® chlorure de sodium 0.9% 500 mL	3700567700876	20
069894 069894A	**600020**	VERSOL® chlorure de sodium 0.9% 1L	3700567700890	10

Laboratoire Aguettant - 1. rue Alexander Fleming - 69007 LYON