DR LANGE

Programmieranleitung
CADAS 100 ≥ LPG 210

Küvetten-Test LCK 323

Fluorid

Ausgabe 99/02

Achtung! Das Ausgabedatum dieser Programmieranleitung muß mit dem Ausgabedatum der Arbeitsvorschrift der Reagenzien identisch sein. Nur so ist gewährleistet, daß Sie die korrekten Daten in Ihr Gerät einprogrammieren.

Hinweis!
Sollten Sie während der Programmierung einen Fehler machen, können Sie die letzte Eingabe durch Drücken der Taste [→] auf der Tastatur rückgängig machen.

Die Eingabezeichen [R‡] und [L‡] bezeichnen die rechte und linke [‡] Taste.

Programmierung von LCK 323 Fluorid

- Programm **VAR** (Variation eines Testes) anwählen.
  Taste unter Symbol »*323*« anwählen.

Fluorid			
Display-Anzeige		Eingabe	
Programmnummer:	z. B. 1		[↵]
Symbol:	323		[↵]
Name:	FLUORID LCK 323		[↵]
Pro:	1 2 **3** STA FPRG	Taste unter **3** anwählen	
W:	λ = 588 nm		[↵]
Faktor: 1 =		2.532	[↵]
Faktor: 2 =		-4.889	[↵]
Konstante:	0.000		[↵]
Einheit:	mg/l		[↵]
Meßbereichsgrenzen:	**ja** nein	Taste unter **ja** anwählen	
untere Grenze:	0.1 mg/l		[↵]
obere Grenze:	1.5 mg/l		[↵]

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Die komplette Dateneingabe wird auf dem Drucker dokumentiert. Die vollständige Übernahme in den Speicher wird durch den Ausdruck **»gespeichert«** bestätigt. Bitte vergleichen Sie den Ausdruck nochmals mit den einzugebenden Daten.

DR LANGE

Programming instructions
CADAS 100 ≥ LPG 210

Cuvette-Test LCK 323

Fluoride

Edition 99/02

Attention! The edition date of this programming instruction must be identical to the edition date of the instruction attached to the reagents. This is the only way to ensure that your instrument will be programmed with the correct data.

Please note!
If you make an error during programming, you can cancel the last entry by pressing the key [→] on the keyboard.

The input symbols [R‡] and [L‡] indicate the right and left [‡] keys respectively.

Programming of LCK 323 Fluoride

- Select the program **VAR** (variation of a test).
  Select function key below symbol »*323*«.

Fluoride			
Display		Input via keyboard	
Program number:	for example 1		[↵]
Symbol:	323		[↵]
Name:	FLUORIDE LCK 323		[↵]
Pro:	1 2 **3** STA FPRG	Press function key below **3**	
W:	λ = 588 nm		[↵]
Factor: 1 =		2.532	[↵]
Factor: 2 =		-4.889	[↵]
Constant:	0.000		[↵]
Unit:	mg/l		[↵]
Measuring limit:	**yes** no	Press function key below **yes**	
Lower limit:	0.1 mg/l		[↵]
Upper limit:	1.5 mg/l		[↵]

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

All data entries are documented on the printer; their transfer to storage is confirmed by the printer message **»stored«**.
You should check the printed data to ensure that all entries are correct.

DR LANGE

Instruction de programmation
CADAS 100 ≥ LPG 210

Test en Cuve LCK 323

Fluorure

Edition 99/02

Attention! La date d'édition de ces instructions doit être identique à celle du mode d'emploi des réactifs. Dans ce cas seulement, vous êtes assurés d'entrer les bonnes données dans votre appareil.

Conseil!
En cas d'erreur durant la programmation, vous pouvez revenir sur la dernière entrée en utilisant la touche [→] sur le clavier.

Les touches d'édition [R‡] et [L‡] servent de touche droite et gauche [‡].

Programmation du LCK 323 Fluorure

- Sélectionner le programme **VAR** (pour modifier un test).
  Choisir le symbole »*323*«.

Fluorure Affichage		Commande sur le clavier	
Numéro de programme:	par example 1		[↵]
Symbole:	323		[↵]
Nom:	FLUORURE LCK 323		[↵]
Pro:	1 2 **3** STA PRGL	Appuyer la touche sous **3**	
W:	λ = 588 nm		[↵]
Facteur: 1 =		2.532	[↵]
Facteur: 2 =		-4.889	[↵]
Constante:	0.000		[↵]
Unité:	mg/l		[↵]
Limites de mesure:	**oui** non	Appuyer la touche sous **oui**	
Limite inférieure:	0.1 mg/l		[↵]
Limite supérieure:	1.5 mg/l		[↵]

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

L'ensemble des données est imprimé. Le transfert complet des données dans la mémoire est confirmé par le message **»mémorisé«**.
Vérifiez que les données imprimées corresspondent bien à celles que vous avez entrées.