DR LANGE

Programmieranleitung
CADAS 100 LPG ≥ 210

Küvetten-Test LCK 554

BSB_5

Ausgabe 98/04

Achtung! Das Ausgabedatum dieser Programmieranleitung muß mit dem Ausgabedatum der Arbeitsvorschrift der Reagenzien identisch sein. Nur so ist gewährleistet, daß Sie die korrekten Daten in Ihr Gerät einprogrammieren.

Hinweis!
Sollten Sie während der Programmierung einen Fehler machen, können Sie die letzte Eingabe durch Drücken der Taste [→] auf der Tastatur rückgängig machen.

Die Eingabezeichen [R ‡] und [L ‡] bezeichnen die rechte und linke [‡] Taste.

Programmierung von LCK 554 BSB_5

- Programm **PRG** (Programmierung eines Testes) anwählen

BSB_5 Display-Anzeige	Eingabe	
Programmnummer:	z. B. 1	[↵]
Symbol:	[L ‡] 554	[↵]
Name:	BSB [L ‡] 5	[↵]
Pro: **1** 2 3 STA FPRG	Taste unter **1** anwählen	
W: λ = ... nm	620	[↵]
Faktor: 1 =	9.63	[↵]
Konstante:		[↵]
Einheit:	mg [L ‡] [⁄×] [R ‡] l	[↵]
Meßbereichsgrenzen: **ja** nein	Taste unter **ja** anwählen	
untere Grenze:	0.5	[↵]
obere Grenze:	12.0	[↵]

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DR LANGE

Programming instructions
CADAS 100 LPG ≥ 210

Cuvette-Test LCK 554

BOD_5

Edition 98/04

Attention! The edition date of this programming instruction must be identical to the edition date of the intruction attached to the reagents. This is the only way to ensure that your instrument will be programmed with the correct data.

Please note!
If you make an error during programming, you can cancel the last entry by pressing the key [→] on the keyboard.

The input symbols [R‡] and [L‡] indicate the right and left [‡] keys respectively.

Programming of LCK 554 BOD_5

- Select the program **PRG** (programming of a test)

BOD_5 Display		Input via keyboard	
Program number:		for example 1	[↵]
Symbol:		[L‡] 554	[↵]
Name:		BOD [L‡] 5	[↵]
Pro:	**1** 2 3 STA FPRG	Press the function key below **1**	
W: λ = nm		620	[↵]
Factor: 1 =		9.63	[↵]
Constant:			[↵]
Unit:		mg [L‡] [⁄×] [R‡] l	[↵]
Measuring limit:	**yes** no	Press function key below **yes**	
Lower limit:		0.5	[↵]
Upper limit:		12.0	[↵]

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

All data entries are documented on the printer; their transfer to storage is confirmed by the printer message **»stored«**.
You should check the printed data to ensure that all entries are correct.

DR LANGE

Instruction de programmation
CADAS 100 LPG ≥ 210

Test en Cuve LCK 554

DBO_5

Edition 98/04

Attention! La date d'édition de ces instructions doit être identique à celle du mode d'emploi des réactifs. Dans ce cas seulement, vous êtes assurés d'entrer les bonnes données dans votre appareil.

Conseil!
En cas d'erreur durant la programmation, vous pouvez revenir sur la dernière entrée en utilisant la touche [→] sur le clavier.

Les touches d'édition [R‡] et [L‡] servent de touche droite et gauche [‡].

Programmation du LCK 554 DBO_5

- Sélectionner le programme **PRG** (pour programmer un test)

DBO_5 Display		Commande sur le clavier	
Numéro de programme:		par example 1	[↵]
Symbole:		[L‡] 554	[↵]
Nom:		BOD [L‡] 5	[↵]
Pro:	**1** 2 3 STA PRGL	Appuyer la touche sous **1**	
W: λ = nm		620	[↵]
Facteur: 1 =		9.63	[↵]
Constante:			[↵]
Unité:		mg [L‡] [/x] [R‡] l	[↵]
Limites de mesure:	**oui** non	Appuyer la touche sous **oui**	
Limite inférieure:		0.5	[↵]
Limite supérieure:		12.0	[↵]

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

L'ensemble des données est imprimé. Le transfert complet des données dans la mémoire est confirmé par le message »**mémorisé**«.
Vérifiez que les données imprimées corresspondent bien à celles que vous avez entrées.