sartorius

# arium® Wasseraufbereitungssysteme




turning science into solutions

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# arium® Laborwassersysteme – Wasseraufbereitung

arium® Laborwassersysteme begeistern durch anwendungsorientierte Bedienkonzepte. Arbeitsabläufe lassen sich schneller und sicherer gestalten, die tägliche Laborarbeit wird einfacher und der langfristige wirtschaftliche Betrieb des eingesetzten Systems gewährleistet. Alle Geräte bieten größtmögliche Flexibilität, da sie Sie perfekt in Ihr Laborumfeld integrieren und an Ihre Anforderungen anpassen können.

Über 70 Gerätevarianten erfüllen alle Anforderungen an Wasserqualitäten und Anwendungen. Speziell auf die Systeme abgestimmte arium® bagtank Technologie und die innovative iJust Funktion erlauben signifikant wirtschaftlichere Wasserverbräuche und einen effizienteren Betrieb der Systeme als herkömmliche Lösungen. Alle Geräte werden bereits zertifiziert geliefert, Qualifizierung und Wartung sind ergänzende Serviceleistungen, mit denen die Einsatzmöglichkeiten noch erweitert werden können.




DOMINIQUE DUTSCHER SAS

mit Mehrwert




DOMINIQUE DUTSCHER SAS

## Prozesssicherheit dank höchster Wasserqualität

Niedrige Nachweisgrenzen und sensitive Analysegeräte erfordern Laborwasser mit konstant hoher Qualität. Mit den arium® Laborwassersystemen können Sie bei Ihren kritischen, analytischen Anwendungen immer auf zuverlässige Ergebnisse vertrauen. Sie erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und sorgen so für beste reproduzierbare Ergebnisse.

## Zeitersparnis und Anwendersicherheit durch innovatives bagtank System

Die Lagerung des Reinwassers erfolgt im geschlossenen arium® bagtank System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundär-Kontaminationen geschützt. Das gewährleistet gleichbleibende Wasserqualität und damit reproduzierbare Ergebnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tanksystemen spart die arium® bagtank Technologie Zeit, da der Bag in weniger als 5 Minuten gewechselt werden kann. Gleichzeitig erhöht es die Anwendersicherheit, da die aufwändigen Reinigungsprozeduren mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien entfallen. Rollen bringen den arium® bagtank schnell und bequem an wechselnde Einsatzorte.




DOMINIQUE DUTSCHER SAS




## Einfache Bedienung durch Touch-Funktion

Von den Grundeinstellungen bis zur Wasserentnahme lassen sich sämtliche Funktionen mit Touch-Bedienung steuern. Navigieren Sie intuitiv durch die übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche des Displays – auch mit Handschuhen. Messwerte, Flussdiagramme und Warnmeldungen werden stets aktuell im Display angezeigt.

Wasserentnahmen erfolgen wahlweise manuell über den Slider, mittels Fußschalter oder über die Favoritenfunktion. Letztere vereinfacht insbesondere die tägliche Entnahme von wiederkehrenden Volumina.

## Kosteneinsparungen durch geringe Wartungszeiten

Verbrauchsmaterialien lassen sich schnell und einfach austauschen, das reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum.

## Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

iJust optimiert die Produktwasserqualität und den Wasserverbrauch. Dabei steuert eine intelligente Software auf der Basis erhobener Messdaten für $CaCO_3$ und $CO_2$ ein Ventil am Konzentratablauf.

Die Vorteile:
- Wirtschaftlicherer Wasserverbrauch
- Höchste Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Mehr Flexibilität

Die unterschiedlichen Module der arium® Systeme bieten für jede Aufgabenstellung im Labor die perfekte Lösung. Das Display befindet sich auf Augenhöhe. Die Entnahmestelle platzieren Sie genau dort, wo sie Sie benötigen. Das System können Sie beliebig je nach Ihren räumlichen Gegebenheiten an beliebiger Stelle bei sich im Labor integrieren.



## Tischgerät

Platzsparendes, kompaktes Design, die Wasserentnahme erfolgt direkt am Display.



## Dosierpistole mit Stativ

Die über 70 cm höhenverstellbare und ergonomisch geformte Dosiereinheit sorgt für entspanntes Arbeiten mit nur einer Hand. Die verlängerte Schlauchführung erlaubt einen erweiterten Arbeitsbereich von 3,7 m. Kombinierbar mit allen Tisch-, Wand- und Einbausystemen.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS



## Wandgerät

Das Wandgerät spart wertvolle Fläche auf dem Labortisch. Display und Entnahmeeinheit sind unten angeordnet und garantieren ergonomische Bedienabläufe.



## Einbaugerät

Diese Variante schafft Platz auf und über dem Labortisch. Die Bedieneinheit mit Display und Wasserentnahme wird wahlweise an der Wand montiert oder erfolgt über das Multifunktionsstativ.



## Dosierpistole mit Wandhalterung

Die ergonomisch geformte und leicht zu handhabende Dosiereinheit wird platzsparend an der Wand montiert. Für alle Tisch-, Wand- und Einbausysteme.

## Multifunktionsstativ

Vereint die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Display- und Entnahmefunktionen mit der Flexibilität des über 70 cm höhenverstellbaren Stativs.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Immer genau das richtige System

Eine Auswahl aus über 70 verschiedenen Gerätevarianten bietet maßgeschneiderte Lösungen ohne Kompromisse für alle Anwendungen.

## Features

**iJust**
Optimierte Produktwasserqualität und Wasserverbrauch; längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen

**arium® bagtank System**
Sicherer Schutz vor Sekundär-Kontaminationen; Zeitersparnis durch einfaches Wechseln des arium® bags; Anwenderschutz durch Vermeidung von Reinigungschemikalien

**Display mit Touch-Funktion**
Übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche mit intuitiver Navigation; kontinuierliche Anzeige von Messwerten und Warnmeldungen

**Hochwertige Ausstattung**
Serienmäßig mit integrierter Speisewasser-Leitfähigkeitsmessung, integriertem Druckregler, integrierter Ablagefläche uvm.

**Maximale Systemflexibilität**
Vielfältige Hardware-Konfiguration, Bedien- und Entnahmeeinheit flexibel platzierbar, einfache und platzsparende Integration

**Höchste Wasserqualität**
Erfüllt und übertrifft ASTM Typ 1; ausgezeichnete Rückhalteraten von RNasen, DNasen und Endotoxinen sowie Reduktion des TOC's; geeignet für anspruchsvolle biologische und analytische Anwendungen wie z.B. Zellkultur und Chromatographie

**SOP-Monitoring**
Graphische und akustische Signale zur Anzeige von Wartungen, Alarmmeldungen bei Über- und Unterschreitung von Grenzwerten und Wechselintervallen

**Favoritenfunktion**
Schnellzugriff für vorprogrammierte Volumenentnahme

**EDI-Technologie**
Konstant hohe Typ-2-Wasserqualität; elektrochemisch entsalzt

## Wassertyp

ASTM Typ 1

Typ 2

Typ 3

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



## arium® comfort Serie

Kombinierte Rein- und Reinstwassersysteme.



## arium® pro Serie

Reinstwassersysteme; anwendungsspezifische Geräte-konfigurationen frei wählbar.



## arium® advance Serie

Reinwassersysteme

| | | |
|---|---|---|
| ✓ | | ✓ |
| ✓ | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| comfort II | | advance EDI |

| | | |
|---|---|---|
| comfort I und comfort II | alle arium® pro Geräte | |
| comfort II | | advance EDI |
| comfort I | | advance RO |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



# arium® comfort Serie

arium® comfort Geräte vereinen Vorbehandlung und finale Aufbereitungstechnologien in einem Gerät. Platzsparend, durch ihr kompaktes Design liefern sie Reinstwasser und Reinwasser höchster Qualität. Das produzierte Reinwasser wird dabei in einem geschlossenen arium® bagtank aufbewahrt. Dies gewährleistet eine optimale Lagerung des Reinwassers und schützt vor Sekundärkontaminationen. Dank des austauschbaren Bags, entfallen zeitintensive Tankreinigungsintervalle.

Die optional im Reinstwasserkreislauf integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) verhindert zudem mikrobiologisches Wachstum und reduziert den TOC-Gehalt auf ein Minimum. Der aktuelle TOC-Wert kann durch den optional integrierten TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und auf dem Display angezeigt werden.

## Features

**Sicher**
TOC-Gehalt ≤ 2 ppb für reproduzierbare Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte im Display ablesbar

**Effizient**
Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

**Einfach**
Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

**Zeitsparend**
arium® bagtank System, schützt sicher vor Sekundärkontaminationen und eliminiert die Notwendigkeit der regelmäßigen Tankreinigung

**Platzsparend**
Kompaktes Design spart Arbeitsfläche

**Schnell**
Favoritenfunktion für Direktzugriff auf vorprogrammierte Volumenentnahme

## Kritische Anwendung (Typ 1)

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- SPE (Festphasenextraktion)

## Standard Anwendungen (Typ 2 | Typ 3)

- Mikrobiologische Medien & Reagenzien
- Histologie
- ELISA, RIA
- Puffer und pH-Lösungen
- Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen, Luftbefeuchter, Wasserbäder etc.

## Wasserqualität

- Leitfähigkeit Typ 1: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- Typische Leitfähigkeit Typ 2: 0,2 – 0,07 µS/cm (≙ 5 – 15 MΩ × cm)
- Typische Leitfähigkeit Typ 3: < 20 µS/cm (≙ > 0,05 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt Typ 1: ≤ 2 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 1 | Typ 2 Wasser

Typ 1 | Typ 3 Wasser

## arium® comfort II

arium® comfort II liefert bis zu 2 l/min ASTM Typ1 Reinstwasser, sowie 5 bzw. 10 l/h Reinwasser vom Typ 2. Durch die zusätzlich nach den RO Modulen eingesetzte EDI Technologie wird das System optimiert und bietet eine hocheffiziente Ionenrückhaltung mit einer Qualität von 0,2 – 0,07 µS/cm.

## arium® comfort I

arium® comfort I liefert bis zu 2 l/min ASTM Typ1 Reinstwasser, sowie 8 bzw. 16 l/h Reinwasser vom Typ 3. Das Speisewasser wird durch eine Vorbehandlungspatrone und nachgeschaltete RO-Module aufbereitet, kontinuierliche Permeatrückspülung beugt effektiv Ablagerungen vor.

| | arium® comfort II | arium® comfort I |
|---|---|---|
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | | |
| | ✓ | |
| | ✓ | |
| | ✓ | |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | | |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | |
| | | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |




DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 1 Wasser



# arium® pro Serie

Die arium® pro Reinstwassersysteme bieten durch eine speziell auf ihre Anwendungen zugeschnittene Gerätekonfiguration höchste Flexibilität und ermöglichen eine hervorragende Kosten-Nutzen-Relation.

Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM Typ 1 Wasserqualitäten und sorgen für beste, reproduzierbare Ergebnisse. Es können bis zu 2 l/min Reinstwasser mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm) in konstant hoher Qualität entnommen werden.

## Features

**Sicher**
TOC-Gehalt ≤ 2 ppb für reproduzierbare Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte im Display ablesbar

**Lückenlos**
Fünf Systeme speziell auf die Anwendungen zugeschnitten

**Flexibel**
Anpassung an jedes Laborumfeld durch flexible Positionierung von System, Bedieneinheit und Wasserentnahme

**Einfach**
Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

**Schnell**
Favoritenfunktion für Direktzugriff auf vorprogrammierte Volumenentnahme

DOMINIQUE DUTSCHER SAS




DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 1 Wasser

## arium® pro

Das arium® pro ist ein besonders kostengünstiges System. Es konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen und produziert Reinstwasser in kompromissloser Qualität.

### Standardanwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Herstellung von Reagenzien
- Photometrie

### Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

## arium® pro DI

Das arium® pro DI liefert Reinstwasser für Standardanwendungen jeder Art. Das Elemental Kit Patronenset entfernt zuverlässig organische sowie anorganische Bestandteile, der TOC-Gehalt des Reinstwassers ist < 5 ppb.

### Standardanwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Herstellung von Reagenzien
- Photometrie

### Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

## arium® pro UV

Im arium® pro UV entfernt das Analytical Kit Patronenset zuverlässig organische und anorganische Bestandteile. Die integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) verhindert mikrobiologisches Wachstum und ermöglicht TOC-Werte ≤ 2 ppb.

Der aktuelle TOC-Wert wird durch den optional integrierten TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und auf dem Display angezeigt.

### Chemisch-analytische Anwendungen

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- Photometrie

### Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: ≤ 2 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml




DOMINIQUE DUTSCHER SAS

## arium® pro UF

Im arium® pro UF entfernt das Biological Kit Patronenset zuverlässig organische und anorganische Bestandteile. Das integrierte Ultrafilter-Modul stellt sicher, dass das Produktwasser keine Endotoxine oder RNA | DNA sowie DNasen und RNasen enthält.

Das arium® pro UF liefert konstant hohe Reinstwasserqualität und bietet ideale Voraussetzungen für kritische biologische Ergebnisse.

### Chemisch-analytische und biologische Anwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie

### Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Endotoxine: < 0,001 EU/ml
- RNasen: < 0,004 ng/ml
- DNasen: < 0,024 pg/µl
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

## arium® pro VF

Das High-End-Gerät arium® pro VF liefert konstant hohe Reinstwasserqualität. Die integrierte UV Lampe (185 | 254 nm) und das Hohlfaser-Ultrafilter Modul verhindern nicht nur mikrobiologisches Wachstum und reduzieren den TOC-Wert auf ≤ 2 ppb, sondern entfernen auch Endotoxine, Mikroorganismen, RNA | DNA sowie DNasen und RNasen.

Das System ist die ideale Lösung für alle kritischen Anwendungen im Labor.

### Chemisch-analytische und biologische Anwendungen

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- PCR
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie

### Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (≙ 18,2 MΩ × cm)
- TOC-Gehalt: ≤ 2 ppb
- Endotoxine: < 0,001 EU/ml
- RNasen: < 0,004 ng/ml
- DNasen: < 0,024 pg/µl
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



# arium® advance Serie

Die Systeme arium® advance EDI und arium® advance RO erreichen höchste Rückhalteraten von Ionen bei einer optimalen Wasserausbeute und entfernen zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetall-Ionen und Partikel aus dem Speisewasser. Die integrierte iJust Funktion optimiert zu dem die Produktwasserqualität und den Wasserverbrauch. Die Lagerung des Reinwassers erfolgt in dem innovativen, geschlossenen arium® bagtank System.
Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontaminationen geschützt.

## Features

**Effizient**
Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

**Einfach**
Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

**Zeitsparend**
arium® bagtank System, schützt sicher vor Sekundärkontaminationen und eliminiert die Notwendigkeit der regelmäßigen Tankreinigung

**Konstant hohe Typ 2 Wasserqualität**
dank modernster EDI-Technologie

## Standard Anwendungen

| |
|---|
| Mikrobiologische Medien & Reagenzien |
| Lösungen für chemische Analyse und Synthese |
| Histologie |
| ELISA, RIA |
| Puffer und pH-Lösungen |
| Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen, Luftbefeuchter, Wasserbäder etc. |

## Wasserqualität

| |
|---|
| Typische Leitfähigkeit: 0,2 – 0,07 µS/cm (≙ 5 – 15 MΩ × cm) |
| Typische Leitfähigkeit: < 20 µS/cm (≙ > 0,05 MΩ × cm) |
| Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml |
| Partikel: < 1/ml |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Typ 2 Wasser

Typ 3 Wasser

## arium® advance EDI

Das arium® advance EDI liefert Typ 2 Reinwasser in konstant hoher Qualität. Bei einer Flussleistung von 5 bzw. 10 l/h gewährleistet das System, mittels modernster EDI-Technologie eine zuverlässige und sichere Entfernung von Verunreinigungen im Speisewasser und reduziert den Ionenanteil auf ein Minimum.

## arium® advance RO

Das arium® advance RO liefert Typ 3 Umkehrosmosewasser. Mit einer Flussleistung von 8, 16 bzw. 24 l/h und der automatischen RO-Membranrückspülung ist die arium® advance RO die optimale Wahl für Ihre allgemeine Laboranwendungen.



| | arium® advance EDI | arium® advance RO |
|---|---|---|
| | ✓ | |
| | ✓ | |
| | ✓ | |
| | ✓ | |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | | |
| | ✓ | |
| | | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Service für Reinstwasseranlagen

Für viele Anwendungen der biopharmazeutischen Industrie, an Universitäten sowie in klinischen Einrichtungen, ist die Verfügbarkeit von Rein- und Reinstwasser höchster Qualität von großer Bedeutung. Durch wachsende Anforderungen und sensiblere Analysegeräte wird die Messlatte für Rein- und Reinstwasser immer höher gelegt. Ganz gleich, ob Sie Laborwasser vom Typ 1, Typ 2 oder Typ 3 benötigen, Sartorius hat das richtige System für Ihre spezifische Anwendung und die erforderliche Wasserqualität.

Wir investieren in die kontinuierliche und gründliche Ausbildung unserer Anwendungs- und Service-Spezialisten, um die gesamte Bandbreite Ihrer Anwendungen zu verstehen und eine fundierte anwendungstechnische Beratung in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Anforderungen geben zu können.

## Serviceleistungen

- Installation und Inbetriebnahme sowie Gerätequalifizierung (IQ | OQ)
- Gerätekonfiguration auf Basis der Analyse des Speisewassers um die bestmögliche Reinstwasserqualität zu erreichen
- Regelmäßige vorbeugende Wartung, einschließlich Gerätekontrolle und Austausch der Verbrauchsmaterialien
- Garantieverlängerung

## Ihre Vorteile

- Mit der Installation und Inbetriebnahme durch werksgeschulte Servicemitarbeiter können Sie das Potenzial Ihrer Instrumente voll ausschöpfen
- Die regelmäßige vorbeugende Wartung gewährleistet die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse sowie die Verlässlichkeit der Instrumente
- Einhaltung aller Anforderungen an die Dokumentation durch detaillierte Service- und Kalibrierunterlagen

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

## Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

## Europe

**Germany**
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

**France & Suisse Romande**
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

**Austria**
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

**Belgium**
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles

Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

**Finland & Baltics**
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

**Hungary**
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

**Ireland**
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

**Italy**
Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

**Netherlands**
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

**Poland**
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

**Russian Federation**
LLC "Sartorius ICR" and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

**Spain & Portugal**
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

**Switzerland**
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

**U.K.**
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

**Ukraine**
LLC "Biohit"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

## Americas

**USA**
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

**Argentina**
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

**Brazil**
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 – SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

**Canada**
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

**Mexico**
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

## Asia | Pacific

**Australia**
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

**China**
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

**Hong Kong**
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

**India**
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

**Japan**
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

**Malaysia**
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

**Singapore**
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

**South Korea**
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

**Thailand**
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

www.sartorius.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Specifications subject to change without notice. Printed in the EU on paper bleached without chlorine. | W
Publication No.: SL-1532-d150805 · Order No.: 85032-542-44 · Ver. 08 | 2015