erlab
Vous pouvez respirer.

Recommandations de stockage

Les filtres carbones neufs doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à plat, à une température comprise entre +10°C à +50°C et une humidité <85% HR.

Les filtres particulaires HEPA H14 et ULPA U16 doivent être stockés dans leur emballage d'origine debout dans un environnement sec.

Dans le respect de ces conditions, la durée maximum de stockage d'un filtre dépend du type de filtre :

Type d'appareil	Type de Filtre	Temps de stockage avant usage dans l'emballage d'origine
Hottes Chimiques - Biologiques - Empoussièrement contrôlé	AS, BE, BE+	12 mois*
	K, F	Non recommandé
	HEPA/ULPA	12 mois*
	Préfiltre particulaire	12 mois*
Armoires	AS, BE, BE+	12 mois*
	K, F	Non recommandé
	HEPA/ULPA	12 mois*
	Préfiltre particulaire	12 mois*
GFH	Neutrodine®	12 mois*
	Neutrodine® Unisorb	12 mois*
	Prefiltre acide	12 mois*
	Prefiltre Ammoniac	Non recommandé
	HEPA	12 mois*
Halo C	VOC, Chemplus	12 mois
	Formaldehyde	Non recommandé
	Postfiltre	12 mois*
	Préfiltre particulaire	12 mois*
Halo P	HEPA/ULPA	12 mois*
	Préfiltre particulaire	12 mois*
Chemtrap	AS, BE, BE+	12 mois*
	K, F	Non recommandé
	HEPA	12 mois*

*Une date plus précise vous est donnée sur l'étiquette apposée sur le carton du filtre concerné.

Les filtres neufs dont la durée de stockage excède la recommandation ne doivent pas être installés.

Autres consommables	Durée d'utilisation	
Molécode® A	2 ans*	
Molécode® F	2 ans*	
Molécode® S	5 ans*	
Lampe UV	à 5000 h elle aura perdu 15%	à 8000 h il faut la changer

* Pour l'appareil **Halo C à partir de la version de logiciel V2.2.1-E :** Molécode A et F : 3 ans et Molécode S : 6 ans.

Au delà de ce délai, ERLAB ne peut garantir la stabilité des performances des détecteurs Molécode® et donc le maintien de leur sensibilité de détection.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Erlab D,F,S S,A,S - Parc d'Affaires des Portes - BP 403 - 27104 Val de Reuil - France
Tél : +33 (0) 2 32 09 55 80 - Fax : +33 (0) 2 32 09 55 90 - e-mail : ventes@erlab.net