

EnteroPluri-Test

Sistema para identificación de Enterobacterias

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Desenrosque ambos tapones del EnteropluriTest. Con la aguja de inocular coja una colonia bien aislada del medio de cultivo.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS





DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Inocule el Enteropluri, estirando y girando a la vez la aguja de inoculación a través de los pocillos del sistema. Reinserte nuevamente la aguja con un movimiento de torsión hasta la muesca de fractura que aparece grabada; rompa la aguja de inoculación doblándola por la muesca.



La parte de la aguja que queda dentro del sistema mantiene las condiciones anaerobias necesarias para las reacciones de la glucosa/del gas, de la lisina y de la ornitina de los diferentes sectores.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Utilice la porción cortada de la aguja para perforar la película plástica en los sectores Adonitol, lactosa, arabinosa, sorbitol, VP, Dulcitol/PA, urea, citrato, para crear condiciones aeróbicas.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Cierre otra vez ambos extremos e incube el EnteroPluri-Test a 36 ºC ± 1 durante 18-24 h, colocándolo verticalmente o bien una superficie plana.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Registre los resultados obtenidos en la hoja de datos, excepto la prueba del Indol y de Voges-Proskauer.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Inyecte con una jeringuilla 3 o 4 gotas del reactivo de Kovac en el sector H_2S/ Indol

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Inyecte con una jeringuilla 3 gotas del alfa-naftol y 2 gotas del hidróxido de potasio en el sector VP.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Complete el código de 5 dígitos siguiendo las instrucciones e identifique la bacteria usando el Codebook

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



LIOFILCHEM srl
via scozia, zona ind.le
64026 Roseto degli Abruzzi (Te), Italy
www.liofilchem.net
tel +39 0858930745
fax +39 0858930330
liofilchem@liofilchem.net
skype: liofilchem_srl_fb

DOMINIQUE DUTSCHER SAS