

exeol strips PA

Bandelettes de contrôle



▶ Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique (APA) pour la solution exeol PA.

INSTRUMENTS
ENDOSCOPIE

⊕ PRODUIT

50 BANDELETTES

60 SEC.

BONNES PRATIQUES

BANDELETTES TEST

Dossier produit disponible sur www.exeol.fr

Mode d'emploi

1. Immerger la languette test pendant 1 seconde environ dans exeol PA.

2. Secouer immédiatement et légèrement la bandelette pour éliminer l'excédent de liquide.

3. Exactement 10 secondes après le retrait d'exeol PA, observer la couleur de la zone test et la comparer aux visuels de référence ci-dessous.

CONFORME (APA > 900ppm)

Couleur de la zone de test : marron foncée

NON CONFORME (APA ≤ 900ppm)

Couleur de la zone de test : Incolore ou taches dispersées.

Présentations commerciales

- Tube 50 bandelettes de contrôle exeol strips PA : AC0194 - **388875**

Caractéristiques	Précautions
▪ Dimensions : 5,5 x 95 mm ▪ Durée de conservation : 2 ans ▪ Durée de conservation après ouverture : 3 mois ▪ Température de stockage : 4-30°C ▪ Conditions de stockage : à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité	Avant toute utilisation, lire l'étiquette et le manuel d'utilisation du produit.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dutscher

SANTÉ exeol
UNE DIVISION SODEL

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

FT-EXEOL STRIPS PA-FR-FRANCE-01_2025-07