DDN Surf

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS, DES SURFACES ET DU MATÉRIEL MÉDICAL



AVANTAGES ET QUALITÉS

- Solution à pH neutre
- Sans CMR *
- Actif sur *Clostridium Difficile*
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Parfum menthe
- Enregistrement biocide : TP 02 (n° inventaire : 32082)
- Décontamination de la radioactivité

** Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction*



0,25% à 2%

Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté

www.franklab.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DDN Surf

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE
POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS, DES SURFACES ET DU MATÉRIEL MÉDICAL

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution de bionettoyage :

- Porter des gants, des lunettes et un tablier
- **Pour le bionettoyage des sols et surfaces dans les secteurs alimentaire, industriel et collectivité :**
  Diluer 80 ml de **DDN Surf** pour 8 litres (1%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution
  (160 ml de DDN Surf pour 8 litres d'eau (2%) pour une action fongicide)
- **Pour le bionettoyage des sols, surfaces et matériels médicals dans le secteur médical :**
  Diluer 20 ml de **DDN Surf** pour 8 litres (0,25%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution
- **Pour la décontamination de la radioactivité:**
  Diluer 500 ml de **DDN Surf** pour 5 litres (10%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution

Utilisation :

1- Nettoyer le sol ou la surface ou le matériel médical, à l'aide d'un balai ou une lingette ou par trempage
2- Temps de contact : 5 minutes minimum (15 minutes pour une action fongicide)
3- Rincer abondamment à l'eau pour l'utilisation du **DDN Surf** par trempage.
Pour les autres applications, le rinçage n'est pas nécessaire *sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface.*

PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727	0,25%	5 minutes
	EN 1276 / EN 13697	1%	5 minutes
Levuricidie	EN 13624	0,25%	5 minutes
	EN 1650 / EN 13697	0,5%	5 minutes
Fongicidie	EN 13697	2%	15 minutes
Virucidie	EN 14476 *PRV*	0,25%	1 minute
	EN 14476 *HIV*	0,25%	15 minutes
Sporicidie	EN 13704 *C.difficile*	1%	15 minutes

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS 010760)

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Vert**
- pH à 0,25% : **6,4**
- pH à 2% : **7,0**
- pH à 10% : **7,0**
- Péremption : **2 ans**
- Conservation après ouverture : **3 mois**

COMPOSITION

- Agents tensioactifs non ioniques
- Agents séquestrants
- Ammonium quaternaire
- Huile essentielle de menthe

CONDITIONNEMENTS

❶ Carton de 12 bidons de 1 L.....réf. **1076016**
❷ Carton de 4 bidons de 5 L .....réf. **1076020**



Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté
3 av. des Frênes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX ■ France
Tél. : + 33 (0)1 39 44 93 40 ■ Fax : + 33 (0)1 39 44 93 41
contact@franklab.com ■ www.franklab.com

FT 1190.L
F1v9_09.2017