DDN Surf

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR LA DÉCONTAMINATION DES SOLS ET DES SURFACES



DOMAINE D'APPLICATION

- Médecine nucléaire

AVANTAGES PRODUIT

- Solution à pH neutre
- Sans CMR *
- Large spectre antimicrobien
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Parfaite rinçabilité, même en présence d'eau dure
- Enregistrement biocide : TP 02 (n° inventaire : 32082)
- Décontamination de la radioactivité

** Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction*



Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté

10%

www.franklab.com

DOMINIQUE DUCHER SAS

DDN Surf

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE
POUR LA DÉCONTAMINATION DES SOLS ET DES SURFACES

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution de bionettoyage :

- Porter des gants, des lunettes et un tablier
- **Pour la décontamination de la radioactivité:**

  Diluer 500 ml de **DDN Surf** pour 5 litres (10%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution

Utilisation :

1- Nettoyer le sol ou la surface ou le matériel médical, à l'aide d'un balai ou une lingette
2- Temps de contact : 5 minutes minimum
3- Rincer à l'eau
4- Laisser sécher
5- Vérifier le niveau de contamination résiduel

Renouveler le bain pour chaque utilisation.

Les solutions de décontamination doivent être récupérées et stockées dans des cuves ou containers spécialement affectés à cet usage.

PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727	0,25%	5 minutes
	EN 1276 / EN 13697	1%	5 minutes
Levuricidie	EN 13624	0,25%	5 minutes
	EN 1650 / EN 13697	0,5%	5 minutes
Fongicidie	EN 13697	2%	15 minutes
Virucidie	EN 14476 *Herpès virus*	0,25%	5 minutes
	EN 14476 *PRV*	0,25%	1 minute

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS 010760)

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Vert**
- pH à 0,25% : **6,4**
- pH à 2% : **7,0**
- pH à 10% : **7,0**
- Péremption : **2 ans**

COMPOSITION

- Agents tensioactifs non ioniques
- Agents séquestrants
- Ammonium quaternaire
- Huile essentielle de menthe

CONDITIONNEMENTS

❶ Carton de 12 bidons de 1 L.....réf. **1076016**
❷ Carton de 6 bidons de 5 L.....réf. **1076030**



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Franklab
notre expertise l'Ultra-Propreté

3 av. des Frênes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX ■ France
Tél. : + 33 (0)1 39 44 93 40 ■ Fax : + 33 (0)1 39 44 93 41
contact@franklab.com ■ www.franklab.com

Développement Durable
Fb écoline by Franklab
ISO 9001 - ISO 13485

FT 1190.C
F1v2_03.2017