TFD Neutre

DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUR LE NETTOYAGE DU MATÉRIEL SENSIBLE





DOMAINES D'APPLICATION

- Médecine nucléaire

AVANTAGES PRODUIT

- Décontamination de la radioactivité par entrainement des radio-isotopes grâce à une combinaison de séquestrants
- Élimination de tous types de salissures organiques et minérales
- Rinçabilité parfaite
- Compatibilité avec un large panel de matériaux grâce à son pH neutre

www.sterifrance.com

SteriFrance

TFD Neutre

DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUR LE NETTOYAGE DU MATÉRIEL SENSIBLE

MODE D'EMPLOI

Préparation du bain à 10% :

- Porter des gants, des lunettes et un tablier.
- Préparer une solution de TFD Neutre à 10% dans de l'eau à température ambiante

Utilisation :

Pour le matériel immergeable

1- Tremper le matériel à décontaminer pendant 15 minutes
2- Rincer abondamment à l'eau
3- Sécher
4- Vérifier le niveau de contamination résiduel

Renouveler l'opération si nécessaire

Pour les surfaces

1- Nettoyer les surfaces contaminées avec une lingette à usage unique imbibée d'une solution de TFD Neutre à 10%
2- Rincer à l'eau si nécessaire
3- Laisser sécher
4- Vérifier le niveau de contamination résiduel

Renouveler l'opération si nécessaire

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Incolore**
- pH à 10% : **6,5**
- pH pur : **6,5**

COMPOSITION

- Agents tensioactifs non ioniques et anioniques
- Agents séquestrants

CONDITIONNEMENT

1 Carton de 4 bidons de 5 L .....réf. **01010220**

1



Produit à usage professionnel- respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Document non contractuel - Imprimé en France

SteriFrance

FRANKLAB SAS – Zone Industrielle du Chemin Vert,
40 Rue du Chemin Vert 78610 Le Perray-en-Yvelines ■ France.
Tél. : **+ 33 (0)1 39 44 93 40** ■ Fax : **+ 33 (0)1 39 44 93 41**
contact@sterifrance.com ■ **www.sterifrance.com**

MADE IN FRANCE

FT 250.C
F4v5_01.2026