TFD 7

DÉTERGENT ALCALIN
POUR NETTOYAGE MÉCANISÉ



AVANTAGES ET QUALITÉS

- Efficacité démontrée à faible concentration
- Elimination des protéines, des matières organiques et des graisses
- Compatible avec les bacs à ultrasons
- Compatible avec un large panel de matériaux

www.sterifrance.com

SteriFrance

CE

TFD 7

DÉTERGENT ALCALIN POUR NETTOYAGE MÉCANISÉ

MODE D'EMPLOI

Utilisation en laveur-désinfecteur, cabine et tunnel de lavage :

- Concentration préconisée : .....A partir de 0,2%
- Température préconisée : .....40°C à 60°C
- Temps de contact préconisé : .....Dès 3 minutes

Les paramètres sont adaptés en fonction de la qualité d'eau et du système de nettoyage

Utilisation en bac à ultrasons :

- Concentration préconisée : ..... A partir de 0,2%
- Temps de contact préconisé : .....3 à 5 minutes

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

COMPOSITION

- Agents séquestrants
- Agents tensioactifs non ioniques
- Hydroxyde de potassium
- Autres excipients

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Incolore à jaune pâle**
- pH 0,5% : **10,2**
- pH 1% : **10,7**

CONDITIONNEMENTS

1. Carton de 3 bidons bas de 5 L.....réf. **1020815**
2. Carton de 4 bidons de 5 L .....réf. **1020820**
3. Carton de 2 bidons de 10 L .....réf. **1020822**
4. Bidon de 20 L.....réf. **1020821**



Produit à usage professionnel- respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif Médical de classe I.

Document non contractuel - Imprimé en France

SteriFrance

FRANKLAB SAS – Zone Industrielle du Chemin Vert,
40 Rue du Chemin Vert 78610 Le Perray-en-Yvelines France.
Tél. : **+ 33 (0)1 39 44 93 40** Fax : **+ 33 (0)1 39 44 93 41**
contact@sterifrance.com **www.sterifrance.com**

MADE IN FRANCE

FT 020.B
v7_02.2026