Maintenance Préventive d'un purificateur et extracteur ADN ARN

o Contrôle visuel de l'état physique du matériel :
Système plateau coulissant à compartiments ou
tourelle à compartiments
Système trappe(s) d'acces ou capot(s) de protection
Fonctionnement ventilateur(s) d'aération
Efficacité du vérin de capot
Panneau de commande et afficheur & cablage électrique

o Contrôle électrique
Continuité de terre
Tension de sortie de(s) alimentation(s) régulée(s) basse tension

o Nettoyage
Compartiments cuves
Coulisses de trappe(s) ou capot(s)
Grille(s) de ventilation
Ventilateur(s)
Capteurs optiques de position des organes en mouvements
Nettoyage et lubrification ou graissage axe(s) ou visse(s)sans fin

o Changement d'organne(s) en préventif
Vérin de capot
Lampe UV

o Vérification de bon fonctionnement
Execution d'un programme de test

o Remise d'une fiche d'intervention récapitulative à intégrer à la fiche de vie matériel.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS