ClearKlens Oxifast VH49

Désinfectant sporicide prêt à l'emploi

Description

ClearKlens Oxifast est conçu pour la désinfection des surfaces et du matériel dans les zones à atmosphère contrôlée ou non.

Il est disponible en format stérile et non stérile.

Propriétés principales

- ClearKlens Oxifast est utilisé pour la désinfection des murs, sols, surfaces et matériel dans l'industrie pharmaceutique.
- En version stérile, ClearKlens Oxifast est conditionné en double enveloppe pour un transfert facilité dans les zones à atmosphère contrôlée.
- ClearKlens Oxifast passe la norme EN 13704 avec un temps de contact de seulement 5 minutes, ce qui est un critère de sélection important pour un désinfectant destiné aux zones à atmosphère contrôlée où les temps de contact sont réduits.

Bénéfices

- Produit sporicide prêt à l'emploi
- Large spectre d'activité avec un temps de contact très court: bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide, sporicide
- Disponible en formats stériles et non stériles (différents bidons et pulvérisateurs).
- Filtré à 0.2 µm.
- Faible impact environnemental.
- Peut être utilisé sans masque de protection
- Livré avec les certificats de conformité (y compris les tests de stérilité si produit stérile)

Mode d'emploi

ClearKlens Oxifast est une solution prête à l'emploi d'APA. Il peut être utilisé en: pulvérisation, essuyage, balayage. Veuillez-vous référer au rapport d'efficacité pour définir le temps de contact minimum.

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide, incolore
Valeur pH (pur):	2.3
Densité relative (20°C):	≈ 1.01
Components:	100 g contient comme substance active: 0,07 g d'acide peracétique (700 ppm). ClearKlens Oxifast ne contient pas de tensioactif.

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

ClearKlens Oxifast VH49

Compatibilité du produit

ClearKlens Oxifast peut être utilisé en toute sécurité sur les matériaux couramment rencontrés dans les industries des sciences de la vie lorsqu'il est appliqué dans les conditions recommandées.

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée.

Données microbiologiques

Bactéricide selon la Norme EN 1276 en conditions de propreté en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C.

Bactéricide selon la Norme EN 13697 en conditions de propreté en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C.

Fongicide et Levuricide selon la Norme EN 1650 en conditions de propreté en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C.

Fongicide et Levuricide selon la Norme EN 13697 en conditions de propreté en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C.

Sporicide selon la Norme EN 13704 en conditions de propreté en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C.

Sporicide selon la Norme EN 13697 en conditions de propreté en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C.

Virucide selon la Norme EN 14476 en conditions de propreté en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C sur H1N1.

Législation

Catégorie biocide du produit : TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique).

Matières actives : Peroxyde d'Hydrogène (CAS N° 7722-84-1) 3.1500 % (m/m) - Acide Peracetique (CAS N° 79-21-0) 0.0850 % % (m/m)

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101109716	DI CK OXIFAST 8X1L W4435	
101109715	DI CK OXIFAST S 8X1L W4435	

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.04/03/2025 fr-FR (V00049)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER