Diversey™

ClearKlens IPA

VH1

Désinfectant stérile sur base d'alcool isopropylique - Prêt à l'emploi

Description

ClearKlens IPA est un désinfectant prêt à l'emploi destiné à la désinfection des surfaces en zones d'atmosphère contrôlée et plus particulièrement destiné aux locaux de classe A et B. ClearKlens IPA est à base d'alcool isopropylique à 70%. ClearKlens IPA est disponible en poche de 900mL avec un vaporisateur à gâchette, en bouteille de 1L ou en bidon de 5L. La poche de 900mL est filtrée à 0.2µm et irradiée. Le bidon de 1L/5L est filtré à 0.2µm et rempli aseptiquement.

Propriétés principales

- ClearKlens IPA est composé d'alcool isopropylique et d'eau de qualité WFI (Water For Injection) à raison de 70/30 v/v.
- ClearKlens IPA est un produit prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces et petits matériels en zone d'atmosphère contrôlée.
- ClearKlens IPA est conditionné dans un pulvérisateur à poche dans lequel la solution d'alcool isopropylique est isolée. Tous les points d'entrée de la poche sont scellés, créant de ce fait un système fermé. L'entrée d'air lors de l'activation du mécanisme de pulvérisation est ainsi impossible.
- ClearKlens IPA est mis sous double enveloppe et radio-stérilisé.
- ClearKlens IPA comporte une pastille témoin de radio-stérilisation qui atteste de la validité du traitement aux rayons gammas.
- ClearKlens IPA est aussi disponible en jerrican de 5 L, la solution étant filtrée à 0.2 µm et est conditionné en zone aseptique.
- Chaque livraison est accompagnée des certificats de conformité permettant une entrée en zone rapide.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Filtré à 0,2µm
- Irradié par rayons gamma, conditionné de manière aseptique et mis en double sache.
- Étiquette Detex pour preuve d'irradiation
- Double emballage pour un transfert facilité dans la salle blanche.
- Inodore et non tachant
- Large spectre d'activité

BPR APPROVED



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

Diversey™

ClearKlens IPA

VH1

Mode d'emploi

Nettoyez et séchez la surface avant la désinfection.

Pulvérisation

Vaporisez la surface, essuyez si nécessaire pour répartir le produit. Veillez à humidifier totalement la surface. Laissez agir pendant au moins 30 secondes. Les chiffons usagés doivent être jetés dans un récipient fermé.

- Pulvérisateur à gâchette stérile (poche dans le flacon) : appliquer 16 pulvérisations / m2 de surface
- Poche de pulvérisation à gâchette : appliquer 19 pulvérisations / m2 de surface

Tissu:

Humidifiez le chiffon avec le désinfectant et essuyez la surface. Veillez à imprégner complètement la surface. Laissez agir pendant au moins 30 secondes. Dans les salles blanches, la quantité exacte de produit requise peut également être distribuée à l'aide d'une lance de pulvérisation à faible débit ou dans un seau via un système de tuyaux. Les chiffons usagés doivent être jetés dans un récipient fermé.

Essuyage:

Humidifiez le mop avec le désinfectant et passez le mop sur la surface. Veillez à imprégner complètement la surface. Laissez agir pendant au moins 30 secondes. Les mop usagés doivent être conservés dans un récipient fermé.

Désinfection des gants non poreux :

Dosage automatique :

Appliquez 3 mL du produit directement sur des mains gantées propres, répartissez uniformément et veillez à humidifier complètement la surface. Laissez agir pendant au moins 30 secondes.

Dosage manuel :

Vaporisez 3 mL du produit directement sur des mains gantées propres, répartissez uniformément et veillez à humidifier complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 30 secondes.

Nombre d'applications par type d'emballage, nécessaire pour appliquer 3 mL de produit sur des mains gantées propres :

- Poche de pulvérisation à gâchette : appliquer 3 pulvérisations du produit sur les deux mains.
- Pulvérisateur à gâchette stérile (poche dans le flacon) : appliquer 3 pulvérisations du produit sur les deux mains.

Données techniques

Aspect	Liquide limpide, incolore
pH (solution à 1% à 20°C)	6-9
Densité relative à 20°C	0.870-0.880 g/cm3
Teneur en alcool isopropylique	70% +/- 2.5% v/v
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1540 g02 /kg
Teneur en azote (N)	0
Teneur en phosphore (P)	0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

Diversey™

ClearKlens IPA

VH1

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet sds.diversey.com

Ne pas utiliser plus de 18,4 ml de produit/m2.

Le produit ne peut être appliqué que dans un local suffisamment ventilé. Les taux de renouvellement d'air minimum requis sont

- 8/h dans les laboratoires ;
- 60/h dans les installations de fabri ques ;
- 150/h dans les salles blanches.

Uniquement pour usage professionr

Stockage : Stockage dans l'emballac trêmes.

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

Compatibilité du produit

ClearKlens IPA est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés dans les zones d'atmosphère contrôlée, si le produit est appliqué selon les recommandations. En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée.

Méthode de contrôle

Chaque lot est fourni avec :
Certificat d'analyse
Certificat de stérilité
Certificat d'irradiation

Disponible sur ***www.clearklens.com***

Données microbiologiques

ClearKlens IPA a fait l'objet de tests complets selon les normes EN1276, EN1650 et EN13697. Ces tests ont montré que ClearKlens IPA a un large spectre d'activité contre les bactéries Gram-positives/Gram-négatives et les levures.
Les tests selon la norme EN14476 ont montré une efficacité biocide contre les virus enveloppés (Modified vaccinia virus Ankara/MVA) comme le SARS-CoV-2.

Législation

Catégorie biocide du produit : TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique).
Matière active : Propane-2-ol (Cas N° 67-63-0): 70% (v/v)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

Diversey™

ClearKlens IPA

VH1

Conditionnements disponibles

Code DD	Code article	Conditionnements
941134	101105063	6 x 900 mL - Pulvérisateur sous double enveloppe
941133	100865612	4 x 5 L - Bidon sous double enveloppe
941132	101104905	10 x 1 L - Bidon sous double enveloppe (Peut être utilisé avec le distributeur Ingo-Man Touchless code: 4400420)
-	101104892	2 bidons de 5L – Poche (93,3 % de volume en moins et 93,7 % de poids en moins par rapport à un emballage standard de 5 L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. V00001 fr 06/21

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE