MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 - E-Mail : contact@moineau-instruments.com
Site internet : www.moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Réf 2100AS – Lampe-loupe de bureau Ø92 mm - 1,75X - 32 LEDs

SECURITE
- Ne pas utiliser la loupe pour regarder la lumière du soleil ou tout autre source lumineuse intense
- Ne pas approcher la loupe de source de chaleur et éviter les chocs au risque d'endommager la batterie
- Ne pas manipuler la loupe avec les mains mouillées
- Ne pas utiliser la loupe si elle est endommagée car elle pourrait causer des blessures.

CARACTERISTIQUES
- Grossissement 1,75X / Double foyer 4X
- Lentille Ø 92 mm et double foyer Ø 20 mm
- 32 LEDs blanches 6000°K – Lumière du jour
- LED SMD 2835 Angle 135°
- Puissance : 3000 mcd/LED
- Intensité lumineuse : 550 lm
- Eclairement : 2200 lux à 25 cm
- IRC <70 Ra
- Bras articulé 27 cm / Verre minéral
- D : 180x390 mm / 1,7 kg
- Alim : 230 VAC - 3 W

FONCTIONNEMENT
- Brancher la lampe loupe sur une prise du réseau électrique.
- Appuyer sur le bouton On/Off pour allumer ou éteindre la lampe
- Relever le capot de protection de la lentille pour observer. Rabaisser le capot après utilisation pour protéger la lentille.

Note : Veillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS