Fiche technique

PHAGO'WASH DA

Détergent alcalin pour le traitement des dispositifs médicaux et le matériel de laboratoire



- ✓ Détergent alcalin puissant
- ✓ Formulation sans NTA, EDTA, ni phosphates

CE

Conditionnement

Présentation	Code	Nombre d'unités/carton
Bidon de 5 litres	70440	2 unités
Bidon de 10 litres	70441	1 unité

DOWNLOAD DUTSCHER SAS

CHRISTEYNS
LIFE SCIENCES

Christeyns France
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.christeyns.com



PHAGO'WASH DA

Domaine d'utilisation :

- ✓ Le **PHAGO'WASH DA** est un détergent liquide alcalin non moussant pour le nettoyage des dispositifs médicaux et le matériel de laboratoire.
- ✓ Le **PHAGO'WASH DA** est un détergent pouvant être utilisé sur les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaire, après un rinçage à l'eau potable.

Composition

- ✓ Hydroxyde de potassium
- ✓ Agents complexants
- ✓ Sans NTA, EDTA, ni phosphates

Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

- ✓ Aspect : liquide légèrement opalescent
- ✓ Couleur : jaune pâle
- ✓ pH à 0,5% dans l'eau du réseau : 11,5 – 12,5
- ✓ Masse volumique à 20°C (g/ml) : 1,115 +/- 0,005

Mode d'emploi

- ✓ Utilisation en machine : 3 à 6 ml/litre d'eau à 40-75°C pour un lavage normal en machine, jusqu'à 10ml/litre sur salissures tenaces.
- ✓ S'utilise en association avec **PHAGO'WASH NEUTRAL** - neutralisant acide et **PHAGO'WASH RINSE** – liquide de rinçage.
- ✓ Rinçage si utilisation sur des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Recommandations

- ✓ Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- ✓ Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles alcalins sans avis de notre service technique.

Précautions d'emploi

- ✓ Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site : www.quickfds.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CHRISTEYNS
LIFE SCIENCES

Christeyns France
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.christeyns.com