

Rouleau De Gaze 1000Mx65Cm 20 Fils

Date d'édition : 12/03/2020

Date de dernière mise à jour : 09/03/2020

1 Renseignements administratifs concernant l'entreprise

1.1	Nom : RAFFIN MEDICAL	Tél. : 04 37 58 10 10
1.2	Adresse : 746 route de Sarcey 69490 Saint Romain de Popey France	Fax : 04 74 26 83 60 Email : adv@raffin-medical.com Site : www.raffin-medical.com
1.3	Correspondant matériovigilance : Delphine LOKOSSI Responsable Assurance Qualité	Tél. : 04 37 58 10 02 Fax : 04 74 26 83 60 Email : d.lokossi@raffin-medical.com

2. Informations sur le dispositif ou l'équipement

2.1 **Dénomination commune selon la nomenclature Euro-Pharmat :** Bande maintien

2.2 **Dénomination commerciale :** Rouleau de gaze 1000mx65cm 20 fils

2.3 **Code nomenclature Cladimed :** F51DB02

2.4 **Code LPPR (ex TIPS) si applicable :**

2.5 **Règle du DM :** 1 **Classe du DM :** I
Normes applicables : Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485
N° organisme notifié : N/A
Date de première mise sur le marché dans l'UE : 31/12/2008
Fabricant : RAFFIN MEDICAL

2.6 **Descriptif du dispositif :** Rouleau de gaze 1000mx65cm 20 fils

2.7 **Référence catalogue :** 010716

Trousse : Non

UCD (Unité de Commande) : Le mètre linéaire

CDT (Multiple de l'UCD) : 1000

QML (Quantité Minimale de Livraison) : 1 000

2.8 Composition du dispositif et accessoires

Principaux composants et matériaux : 100% coton
 Emballage primaire: plastique

Présence de latex : Non

Présence de BPA :

Présence de DBP/BBP/DIPP/DEHP : Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique :

2.9 Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat)

Domaines : Produit semi-fini :utilisé pour fabriquer des pansements auto-adhésifs.

3. Procédés de stérilisation

Produit stérile : Non

Mode de stérilisation :

4. Conditions de conservation

Conditions normales de conservation et de stockage :

A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.

Précautions particulières : Usage Unique - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Durée de validité du produit : Se référer à l'étiquetage du produit

Présence d'indicateurs de température : Non

5. Sécurité d'utilisation

5.1 Sécurité technique : Se référer aux conseils d'utilisation

5.2 Sécurité biologique : N.A.

6. Conseils d'utilisation

6.1 Performance : Produit semi-fini :utilisé pour fabriquer des pansements auto-adhésifs.

6.2 Destination : Produit semi-fini :utilisé pour fabriquer des pansements auto-adhésifs.

6.3 Précautions d'emploi :

6.4 Contre-indications : Il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.

7. Informations complémentaires sur le produit

Nombre de fils: 20
Dimensions dépliées: 1000m x 65cm
Masse: 29g/m²
Poids unitaire: 0,01820g
Capacité d'absorption: >=10 g/g
Couleur: blanc
Degré de blanc: >= 80°
pH: 4,4-8,2
Fluorescence: n.a.
Temps d'immersion: <= 10 sec
Substances tensioactives: <= 2mm
Substances solubles à l'éther: < 0,5%
Substances solubles à l'eau: < 0,5%
Amidon et dextrine: n.a.
Cendres sulphuriques: < 0,4%
Humidité: < 8%
Duitage - chaîne: 120±5/10cm
Duitage - trame 10cm: 80±4/10cm
Charge minimale de rupture - chaîne: >= 70N/5cm
Charge minimale de rupture - trame: >= 42N/5cm
Bioburden: < 100cfu/g

8. Documents annexés au dossier DM

9. Images (photos, étiquettes...)