

## FICHE TECHNIQUE

### Aspire pipettes de sécurité

codes W-100 - W-110 - W-120

code	couleur	capacité	quantité de sac	poids sac (kg)	volume sac (m <sup>3</sup> )
W-100	bleu	jusqu'à 2 ml	1	0,05	0,0002
W-110	vert	jusqu'à 10 ml	1	0,05	0,0002
W-120	rouge	jusqu'à 25 ml	1	0,05	0,0002



### DESCRIPTION ET UTILISATION

Modèles variés pour différents volumes de pipettes.

Les aspire pipettes acceptent des pipettes standard et jetables. Grâce à leur logement flexible, les pipettes s'ajustent en douceur évitant tout risque y compris avec des liquides toxiques ou corrosifs. Démontable, il se nettoie facilement.

Chaque couleur correspond à une taille de pipette

Résistent aux acides et aux bases.

Manipulation facile d'une seule main.

### MODE D'EMPLOI

En tournant la molette dentelée vers le haut ou vers le bas, on obtient une surpression ou une sous-pression précise, en appuyant sur le levier latéral on produit une vidange automatique.

**RÉALISÉ**


Cristina Rojas  
Département du Marketing

**VERIFIÉ**


Anna Mir  
Directeur Technique, du Développement, Qualité et Environnement

**APPROUVÉ**


Mónica Torras  
Directeur des Ventes et du Marketing