

Désignation

- Millicell EZ SLIDE

Référence

- 051990

Unité de vente

16 lames



Description

De la culture à l'analyse, tout en un avec EZ SLIDE Simplifiez votre analyse cellulaire en utilisant le Millicell EZ SLIDE pour cultiver, fixer, colorer et observer votre échantillon dans un seul dispositif. Il n'est pas nécessaire de retirer la chambre de milieu du porte-objet avant la fixation ou la coloration. Retirez facilement les puits sans craindre de casser les lames ou d'endommager les cellules. Obtenez vos données simplement et rapidement avec les Millicell EZ SLIDE.



Caractéristiques techniques

- Attaches sécables pour faciliter le démontage
- Aucun outil n'est nécessaire pour retirer les compartiments
- Absence de fuites entre les compartiments
- Aucun adhésif utilisé : démontage simplifié des lames et montage pratique des lamelles
- Zones de culture marquées sur la lame et numérotées pour une identification immédiate
- Compartiments en polypropylène permettant la fixation et la coloration avec les puits encore attachés
- Le support de lame facilite la préhension et la protège contre les risques d'endommagement
- Nombre de puits : 8
- Lame en verre
- Stérile