

## GUIDE DE RESISTANCE CHIMIQUE

<b>Référence</b>	090255
<b>Désignation</b>	Rouleau film extensible Seal-R film



Acide chlorhydrique (HCL) 36,5% - résistant
Acide sulfurique (H2SO4) résistant à 98%
Acide nitrique (HNO3) 95% - résistant *
Peroxyde d'hydrogène (H2O2) 30% - résistant
Hydroxyde de sodium (NaOH) 22% - résistant
Ammoniac (NH3) 28% - résistant
Chlorure de sodium (NaCl) 20% - résistant
Permanganate de potassium (KMnO4) 5% - résistant *
Solution d'iode 0,1 mol / l - résistant *
Résistant au méthanol
Ethanol - résistant
Isopropanol - résistant