


Gewinde:
DIN 168-GL 45x4, 3 Gang
dwg. 0303803-GZA-01694--..

Rohkörper
dwg. D375802-GZA-04171--..



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

F	"WARNING" im Siebdruck zentriert	04-APR-2018	Weindorf
E	add missing 23L scale	21-DEC-2017	Weindorf
D	WD Boden R (war 3,5) und Höhe 545) angepasst,	07-DEC-2017	Weindorf
Index	Aenderung / changes	Datum / date	Name
zul. Abweichung allowed dev.	Werkstoff / material	Stück quantity	Gewicht weight
Oberfläche surface	DURAN		Pos. position
	Benennung / title	Maßstab scale	
Datum / date	Name	Laborflasche 25L mit Schraubverschluss und Ausgießring (blau) 1 : 2	
bearb. drawn	13.02.2017	Weindorf	Art.-Nr. 21 801 92 51
geprüft checked			Form-Nr. mould number 4171/25L A3
DURAN WHEATON KIMBLE		Zeichnungsnummer / drawing number	Revision Blatt/sheet
DURAN Produktions GmbH & Co. KG www.DWK-LifeSciences.com		D375801-GZA-04171	F 1/1
Schutzvermerk ISO 16016 beachten. / Refer to protection notice ISO 16016.		Ers. / repl.f:	INV