



	12x40	15x60	15x80	15x100	20x100	20x120	25x150	30x180	30x200	50x200	15x90	10x100
D1	34,5+1,5	55,5+1,8	75,5+1,8	95,5+2	95,5+2	115,5+2	142,5+2,5	172,5+2,5	193,5+3	193,5+3	86+1,0 -0,5	95,5+2
D2	34 -2	55 -2	75 -2	95 -2	95 -2	115 -2	142 -3	172 -2,5	193 -3	193 -3	84±1	95-2
H1	8±1	12±1,5	12±1,5	12±1,5	15 ±2	15±2	20±2	23±2	24±2	40±2	12±1,5	7±1
H2	12±1	15±1,5	15±1,5	15±1,5	20±2	20±2	26±2	30±2	30±2	48±2,5	15±1,5	10±1
S	1,1 ±0,1	1,1 ±0,1	1,4 ±0,1	1,4 ±0,1	1,4±0,1	1,4 ±0,1	1,4 ±0,1	1,4 ±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,4±0,1	1,4±0,1
R	2 +1	2 +1	2 +1	2 +1	2 +1	2 +1	2 +1	2 +2	2 +2	2 +2	2±1	2±1
dH1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2,5	+ 2,3	+ 2,5	+ 2,5	+ 2	+ 2
dH2	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,5	+ 1,8	+ 1,8	+ 2,0	+ 2	+ 2	+ 2	+ 1,5	+ 1,2

DES. NR	DESIGNAÇÃO	REF.
10119	CAIXA DE PETRI	50 585
CLIENTE		
APROVADO POR	DATA	DESENHADO POR
<i>Rui Gomes</i>	8/02/2017	RUI GOMES
DATA	DATA	DATA
		18/10/93
SUBSTITUIDO POR		
SUBSTITUI		
MODIFICAÇÕES		
MATERIAIS		REF.
OBSERVAÇÕES		ESCALA

