



Flacons Media-lab à col large



Conçus pour être facile à utiliser

Les flacons Media-lab à col large sont en verre borosilicaté Pyrex et sont équipés d'un filetage GLS 80® d'un diamètre de col interne de 65 mm. Le col large aide à remplir le flacon et à le vider, et offre également un accès facile lors de l'utilisation de spatules ou d'agitateurs.

Les graduations sont imprimées en émail blanc offrant ainsi une échelle pratique et facile à lire. Le contenu des flacons peut être étiqueté à l'aide de la surface de marquage en émail blanc.

Idéaux pour:

- le stockage
- le transport
- l'échantillonnage
- le remplissage à chaud
- le mélange
- la préparation de milieux

Bouchons à vis et bagues anti-goutte

Les flacons Media-lab à col large sont disponibles avec ou sans bouchon à vis en polypropylène bleu et bague anti-goutte transparente.

Le bouchon à vis en polypropylène est spécifiquement conçu pour une fermeture et une ouverture rapides grâce à un filetage spécial qui permet de retirer le capuchon d'une simple rotation. La bague de déversement verseur en polypropylène transparent permet de verser du liquide à partir du flacon sans formation de goutte.

Les bouchons à vis et les bagues anti-goutte sont capables de résister à des températures allant jusqu'à 140 °C et peuvent être stérilisés dans un autoclave (à cycle de 121 °C).

Traçabilité

En verre borosilicaté Pyrex chimiquement inerte et résistant à la température, les flacons Media-lab à col large sont individuellement gravés d'un code de traçabilité ce qui permet d'identifier le lot de fabrication spécifique du flacon.

Vous pouvez consulter www.fr.scilabware.com et entrer le code de traçabilité pour télécharger un certificat de lot spécifique à tout moment et aussi souvent que nécessaire.



Remplissage aisé, sans entonnoir



Facilité d'accès pour les pinces, spatules et cuillères



Nettoyage facile





Flacons, Media-lab, col large, avec bouchon à vis et bague anti-goutte

- Flacons fournis avec bouchon vissé et anneau verseur anti-goutte
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex® reconnu pour ses qualités de résistance à la température et aux produits chimiques
- Flacons avec filetage GLS80® qui facilite le remplissage et le prélèvement, comparés au flacons GL45
- Idéaux pour une utilisation avec des liquides visqueux, des pâtes, des poudres, des granulés et des solides plus gros
- Code de traçabilité imprimé sur le flacon : certificat de lot téléchargeable
- Graduations et surface de marquage émaillées blanches
- Autoclavables
- Bouchons à vis et bagues anti-goutte capables de résister à des températures allant jusqu'à 140 °C

| Code produit | Capacité (ml) | Hauteur flacon (mm) | Diamètre corps (mm) | Filetage (mm) | Unités/carton |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1523/06 | 250 | 105 | 95 | 80 | 10 |
| 1523/08 | 500 | 152 | 101 | 80 | 10 |
| 1523/10 | 1000 | 222 | 101 | 80 | 10 |
| 1523/12 | 2000 | 252 | 136 | 80 | 10 |
| 1523/14 | 3500 | 271 | 160 | 80 | 1 |
| 1523/16 | 5000 | 314 | 182 | 80 | 1 |
| 1523/18 | 10000 | 389 | 227 | 80 | 1 |
| 1523/22 | 20000 | 484 | 288 | 80 | 1 |



Flacons, Media-lab, col large, sans bouchon à vis ni bague anti-goutte

- Flacons sans bouchon vissé ni anneau verseur
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex® reconnu pour ses qualités de résistance à la température et aux produits chimiques
- Flacons avec filetage GLS80® qui facilite le remplissage et le prélèvement, comparés au flacons GL45
- Idéaux pour une utilisation avec des liquides visqueux, des pâtes, des poudres, des granulés et des solides plus gros
- Code de traçabilité imprimé sur le flacon : certificat de lot téléchargeable
- Graduations et surface de marquage émaillées blanches
- Autoclavables
- Bouchons à vis et bagues anti-gouttes disponibles séparément

| Code produit | Capacité (ml) | Hauteur flacon (mm) | Diamètre corps (mm) | Filetage (mm) | Unités/carton |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1524/06 | 250 | 105 | 95 | 80 | 10 |
| 1524/08 | 500 | 152 | 101 | 80 | 10 |
| 1524/10 | 1000 | 222 | 101 | 80 | 10 |
| 1524/12 | 2000 | 252 | 136 | 80 | 10 |
| 1524/14 | 3500 | 271 | 160 | 80 | 1 |
| 1524/16 | 5000 | 314 | 182 | 80 | 1 |
| 1524/18 | 10000 | 389 | 227 | 80 | 1 |
| 1524/22 | 20000 | 484 | 288 | 80 | 1 |