

Désignation

- PCR cooler bleu Eppendorf

Référence

- 033183

Unité de vente : 1



- Système de manipulation pour la préparation, la protection, le transport et le stockage de vos échantillons sensibles – protégez vos échantillons
- Indicateur clair de température : La couleur du PCR-Cooler change lorsque la température dépasse 7 °C
- Convient aux récipients PCR sous forme de tubes, de barrettes de plaques pour une utilisation flexible des récipients.
- La technologie d'incubation à sec réduit le risque de contamination des échantillons
- Maintient une plaque PCR à 96 puits entière froide pendant plus d'une heure à 0 °C (avec pré-refroidissement de deux heures à -20 °C) pour une bonne protection des échantillons
- Coloris bleu

