


# Décontaminant d'ADN AWAY™ pour les surfaces



Applications liées: Lab Clean Up, Safety and Organization

Éliminez les traces d'ADN et de DNase des accessoires en verre et en plastique sans affecter les autres échantillons d'ADN. Le décontaminant d'ADN Thermo Scientific™ AWAY™ pour les surfaces permet d'effectuer une dégradation d'ADN plus rapidement et efficacement qu'avec l'autoclavage.

Numéro de catalogue	Taille unitaire	Bezeichnung	Größe
7010	Case of 12	Décontaminant d'ADN pour les surfaces	8.5 oz / 250 ml

- Convient à la décontamination des boîtes de gel, des pipettes, des pailles, des thermocycleurs et d'autres appareils.
- À utiliser avant les applications PCR ou la manipulation d'échantillons d'ADN pour disposer d'un espace de travail exempt de toute autre trace d'ADN.
- Appliquez simplement la formulation prête à l'emploi sur la surface à décontaminer, puis essuyez ou rincez.