

Ø3,70 intérieur / interior

Ø4,30 extérieur / exterior

190,00


Dimensions en mm / All dimensions in mm

Ce plan est la propriété de CORNING Gosselin et ne peut être reproduit sans son autorisation / This drawing is the property of CORNING Gosselin and should not be reproduced without permission

Dessiné par / Drawn by H. MORELLE	Validé par / Validated by C. FRESIERS	Réf. Plan / Drawing ref. E 34923 EPI1B	Matière / Raw material PP
---	---	--	-------------------------------------

	Visa Resp. Service / Dept. Manager visa	Désignation / Designation Pipette paille 1ml / Straw pipette 1ml	
---	--	--	--

Corning Public

	Feuille / Sheet 1/1	Echelle / Scale 1:1	Format A3	Indice B
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------