




$\varnothing 6,55$ intérieur / interior
 $\varnothing 7,05$ extérieur / exterior

186



Dimensions en mm / All dimensions in mm

Ce plan est la propriété de CORNING Gosselin et ne peut être reproduit sans son autorisation / This drawing is the property of CORNING Gosselin and should not be reproduced without permission				
Dessiné par / Drawn by	Validé par / Validated by	Réf. Plan / Drawing ref.	Matière / Raw material	
H. MORELLE	C. FRESIERS	E_7408_EPI5	PP	
	Visa Resp. Service / Dept. Manager visa	Désignation / Designation Pipette paille 5ml / Straw pipette 5ml		
			Feuille / Sheet 1/1	Echelle / Scale 1:1

Corning Public