

Désignation

- Portoirs réfrigérés ERGO FREEZE, coloris non réfrigéré : rose, coloris réfrigéré : violet

Référence

- 044852

Unité de vente : 1



Description

- Portoirs réfrigérés ERGO FREEZE, coloris non réfrigéré : rose, coloris réfrigéré : violet (réf. 4titude : 4Ti - 0395)
- Après 8 heures de réfrigération à - 20 °C, la couleur des portoirs passe du rose au violet et du jaune au vert ; la température se maintient à 4 °C durant 2 heures et demi pour 96 tubes PCR seuls ou en barrettes ou une plaques PCR 96 puits
- A 7 °C les portoirs reprennent leur couleur originale, indiquant clairement que les échantillons ne sont plus réfrigérés
- Format SBS, convient pour l'utilisation en automate

