


FICHE TECHNIQUE

Référence	044853
Désignation	Portoir réfrigéré



Description :

- ✓ Type ERGO FREEZE
- ✓ Pour 96 tubes PCR seuls ou en barettes ou une plaque PCR 96 puits
- ✓ Après 8 heures de réfrigération à -20°C, la couleur des portoirs passe du jaune au vert
- ✓ La température se maintient à 4°C durant 2 heures et demi
- ✓ A 7°C les portoirs reprennent leur couleur originale, indiquant clairement que les échantillons ne sont plus réfrigérés
- ✓ Format SBS, convient pour l'utilisation en automate
- ✓ Coloris jaune
- ✓ Dimensions 128 x 85 x 25 mm

Unité de vente :

1 Portoir réfrigéré