


Microflex® 93-843

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS
CHIMIQUES ET LES LIQUIDES



STYLE #	COATING MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	COLOUR	AQL	POWDER-FREE	EN SIZE	LENGTH MM	THICKNESS MM	PACKAGING
93-843 	Nitrile	Doigts adhésifs	Bord roulé	Bleu	0,65	Oui	5,5 - 6, 6,5 - 7, 7,5 - 8, 8,5 - 9, 9,5 - 10	245	0,11	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton d'expédition, soit 1 000 gants par carton d'expédition

DESCRIPTION

- Le Microflex 93-843 constitue une barrière de protection sophistiquée contre la contamination. Avec ses taux acceptables abaissés en matière de micro-trous et son niveau de qualité acceptable (NQA) à 0,65, ce modèle devient ainsi la nouvelle référence en matière de protection.
- Avec sa formulation aux propriétés spécifiques, ce gant est conçu pour résister aux adhésifs et pour améliorer l'efficacité et le rendement du porteur.
- Les doigts adhésifs garantissent une préhension sûre et efficace, pour une protection maximale pendant le travail.
- Son enduction polymère assure un gantage aisé, atout indispensable à la protection des travailleurs qui doivent intervenir rapidement.
- Sans latex de caoutchouc naturel et non poudré, ce gant réduit les risques d'allergies, d'irritation et de sécheresse de la peau.



CATÉGORIE III



Gants en nitrile haute durabilité pour applications lourdes

PRIMARY INDUSTRIES



IDEAL APPLICATIONS

- Examen des patients
- Contrôle/Mesures analytique(s)
- Assemblage et inspection
- Électronique
- Industrie alimentaire
- Fabrication du verre
- Analyses de laboratoire
- Essais de laboratoire
- Activités d'assemblage légères
- Entretien des équipements et instruments
- Peintures
- Industrie pharmaceutique
- Préparation de produits pharmaceutiques
- Protection contre le sang et d'autres fluides corporels

Date d'impression: 26-11-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

