


# Seringue Terumo avec aiguille

Seringue 3 pièces avec aiguille



## Informations sur le produit

**NOUVELLES RÉFÉRENCES !**



### Avec aiguille hypodermique prémontée

Chaque détail est le résultat de la longue expérience de Terumo dans ce domaine ce qui est apprécié par les utilisateurs du monde entier.

- Butée ferme et précise
- Repères gradués clairs permettant un dosage précis
- Tube transparent pour la visualisation
- Ailettes facilitant la manipulation
- Embout d'aiguille façonné de manière précise avec revêtement en silicone

### Stérilisation

Par faisceau d'électrons (pour les codes SS\*) ou oxyde d'éthylène (pour les codes MDSS) jusqu'à un niveau d'assurance de stérilité d'au moins  $10^{-6}$

### Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur le papier ou embossés sur le film de l'emballage thermoformé
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

Description	Matériaux
<b>Seringue</b>	
1 Corps	Polypropylène
2 Piston	Polypropylène
3 Joint	Élastomère thermoplastique (pour les codes SS*)
	Caoutchouc polyisoprène (pour les codes MDSS)
Lubrifiant	Huile de silicone
<b>Aiguille</b>	
4 Embase	Polypropylène + master batch
5 Canule	Acier inoxydable
Colle	Colle époxy
Lubrifiant	Silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

### Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- À usage unique
- Éliminer les aiguilles après usage unique conformément au protocole de l'établissement afin d'éviter tout risque d'infection

\* Injection & accès périphérique

# Seringue Terumo avec aiguille

Seringue 3 pièces avec aiguille



## Large gamme de seringues avec aiguille pour répondre à vos besoins

**NOUVELLES RÉFÉRENCES !**

### Gamme de produits

Référence	Capacité nominale	Ø de la canule	Longueur de la canule	Remplacement de
MDSS01S2516E	1 ml	25G 0,5 mm	5/8 pouce 16 mm	SS+01T25161
MDSS01S2613E	1 ml	26G 0,45mm	1/2 pouce 13 mm	SS+01T26131
MDSS01S2713E	1 ml	27G 0,4 mm	1/2 pouce 13 mm	-
SS*02SE21161	2 ml	21G 0,8 mm	5/8 pouce 16 mm	-
SS*02SE21251	2 ml	21G 0,8 mm	1 pouce 25 mm	-
SS*02SE21381	2 ml	21G 0,8 mm	1 1/2 pouce 38 mm	-
SS*02SE22381	2 ml	22G 0,7 mm	1 1/2 pouce 38 mm	-
SS*02SE23251	2 ml	23G 0,6 mm	1 pouce 25 mm	-
SS*02SE23321	2 ml	23G 0,6 mm	1 1/4 pouce 32 mm	-
SS*02SE25161	2 ml	25G 0,5 mm	5/8 pouce 16 mm	-
MDSS05S2138E	5 ml	21G 0,8 mm	1 1/2 pouce 38 mm	SS+05S21381
MDSS05S2238E	5 ml	22G 0,7 mm	1 1/2 pouce 38 mm	SS+05S22381
MDSS05S2332E	5 ml	23G 0,6 mm	1 1/4 pouce 32 mm	SS+05S23321
MDSS10S2038E	10 ml	20G 0,9 mm	1 1/2 pouce 38 mm	SS+10S20381
MDSS10S2138E	10 ml	21G 0,8 mm	1 1/2 pouce 38 mm	SS+10S21381
MDSS10S2238E	10 ml	22G 0,7 mm	1 1/2 pouce 38 mm	SS+10S22381

### Conditionnement

Boîte unitaire	Quantité	Carton de livraison	
		Poids brut	Dimensions (L x l x H)
100	2400	12,50 kg	540 x 425 x 400 mm
100	2400	12,50 kg	540 x 425 x 400 mm
100	2400	12,50 kg	540 x 425 x 400 mm
100	1800	9,70 kg	520 x 390 x 440 mm
100	1800	9,70 kg	520 x 390 x 440 mm
100	1800	9,70 kg	520 x 390 x 440 mm
100	1800	9,70 kg	520 x 390 x 440 mm
100	1800	9,70 kg	520 x 390 x 440 mm
100	1800	9,70 kg	520 x 390 x 440 mm
100	1800	16,60 kg	565 x 425 x 485 mm
100	1800	16,60 kg	565 x 425 x 485 mm
100	1800	16,60 kg	565 x 425 x 485 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 475 x 450 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 475 x 450 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 475 x 450 mm

CE 0197 STERILE EO pour les codes MDSS STERILE R pour les codes SS\*

Unité individuelle : emballage thermoformé

### Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié TÜV Rheinland 0197

Fabricant pour les codes SS\* TERUMO CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072, Japon

pour les codes MDSS Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. (Chine)

Représentant CE pour les codes SS\* TERUMO EUROPE S.A. – Leuven, Belgique

pour les codes MDSS Shanghai International Corp. GmbH (Europe) – Hambourg, Allemagne

Distributeur pour les codes MDSS TERUMO EUROPE S.A., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgique

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé.

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage.

Date d'établissement juillet 2021.



Terumo Corporation  
+81 3 6742 8500

Votre partenaire Terumo

Terumo Europe N.V.  
+32 16 38 12 11

TERUMO FRANCE S.A.S.  
Bâtiment Renaissance  
3 rond-point des Saules  
78280 GUYANCOURT  
R.C. Versailles 73 B 663

Tous les noms de marque sont des marques commerciales ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.

Veillez noter que certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Contactez votre représentant Terumo local.

[www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com)