

FICHE TECHNIQUE

Référence	053041
Désignation	Coolbrick 1°C



Description :

- ✓ Chaque Cool Brick permet jusqu'à 10 heures de stabilité de la température sur la paillasse.
- ✓ Utilisation : Tubes de 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml
- ✓ Pour des résultats de refroidissement optimaux, congelez les briques pendant la nuit : Brique à 1 °C dans un congélateur standard Brique à -10 °C dans un congélateur à -80 °C
- ✓ Plusieurs briques peuvent être utilisées en rotation pour maintenir la température d'échantillon souhaitée.

Unité de vente :

1 Coolbrick
