

# ANIOS SPS PREMIUM

## Stabilité et conditions de conservation

### *Stability and storage conditions*

---

#### Produit pur prêt à l'emploi :

- Stockage entre +5°C et +35°C.
- Stabilité :
  - Flacon pistolet non ouvert : 3 ans à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette.
  - Flacon pistolet ouvert : conservation du produit en récipient fermé par le pistolet pulvérisateur : maintien de la durée de 3 ans.

#### Pure product ready to use :

- *Storage between +5°C and +35°C.*
- *Stability:*
  - *Not opened spray: 3 years from the manufacturing date indicated on the label.*
  - *Opened spray: preserving of the 3 years if the product is stored in a container closed by the sprayer.*