

**SÉRIE 3030****EN 14470-1 FM 6050**

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ EN 14470-1 & FM 30 MINUTES pour produits inflammables


 fabrication  

 française


Pictogramme normalisé

Ferme-porte avec thermofusible

Étagère de rétention réglable en hauteur

Caillebotis sur bac de rétention (option)

Déplacement par transpalette (à vide)

\* 3035E



Pieds vérins pour mise à niveau

**CONFORMITÉ**

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual international).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

**AVANTAGES**

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-pailleasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C (selon modèle).

**SÉCURITÉ PASSIVE**

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.

- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

**SÉCURITÉ ACTIVE**

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

**OPTIONS**

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).

# SÉRIE 3030

EN 14470-1 FM 6050



## ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec			Poids (kg)
				Etagères rétention en acier	Bac de rétention en acier	Caillebotis pour bac en acier	
3031E	Armoire sous paillasse 1 porte équipée	Ext. 635x605x630	30	-	1	1	64
3032E	Armoire sous paillasse 2 portes équipée	Ext. 635x1115x630	60	-	1	1	108
3034E	Armoire haute 1 porte équipée	Ext. 1980x605x550	130	3	1	option	117
3035E	Armoire haute 2 portes équipée	Ext. 1980x1115x550	250	3	1	option	210
3033UE	Armoire comptoir 2 portes équipée	Ext. 1198x1092x537	113	1	1	option	170
3035UE	Armoire haute 2 portes équipée	Ext. 1731X1092X457	170	2	1	option	210
3036UE	Armoire haute 2 portes équipée	Ext. 1731X864X864	228	2	1	option	210

## ARMOIRES À ÉQUIPER ET ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de rétention (L)	Poids (kg)
3031	Armoire sous paillasse 1 porte non équipée	635 x 605 x 630	366 x 491 x 419	-	55
3032	Armoire sous paillasse 2 portes non équipée	635 x 1115 x 630	366 x 1001 x 419	-	90
3034	Armoire haute 1 porte non équipée	1980 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	-	99
3035	Armoire haute 2 portes non équipée	1980 x 1115 x 550	1581 x 1001 x 419	-	190
3033U	Armoire comptoir 2 portes non équipée	1380 x 1115 x 630	1198 x 1092 x 537	-	150
3035U	Armoire haute 2 portes non équipée	1980 x 605 x 550	1560 x 495 x 475	-	99
3036U	Armoire haute 2 portes non équipée	1980 x 1115 x 550	1332 x 750 x 733	-	190
E703148	Etagère de rétention pour 3034	30 x 490 x 410	-	6	3
E703235	Etagère de rétention pour 3035	30 x 990 x 410	-	12	6
E30335U	Etagère de rétention pour 3033U et 3035U	30 x 975 x 317	-	9	4,5
E3036U	Etagère de rétention pour 3036U	30 x 747 x 724	-	16	8
B703148	Bac de rétention pour 3031 - 3034	100 x 490 x 410	-	20	5
B703235	Bac de rétention pour 3032 - 3035	100 x 990 x 410	-	41	10
B30335U	Bac de rétention pour 3033U et 3035U	100 x 965 x 317	-	30	8
B3036U	Bac de rétention pour 3036U	100 x 737 x 724	-	53	14
C703148	Caillebotis pour bac de rétention pour 3031 - 3034	90 x 460 x 390	-	-	4
C703235	Caillebotis pour bac de rétention pour 3032 - 3035	90 x 980 x 400	-	-	8
T703148	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3031 - 3034	80 x 420 x 380	-	12	6
T703235	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3032 - 3035	80 x 930 x 380	-	28	12
SE703148	Surétagère en PVC pour étagère modèles E703148	30 x 475 x 405	-	5	3
SE703235	Surétagère en PVC pour étagère modèles E703235	30 x 985 x 405	-	12	5
SB703148	Bac de rétention en PVC pour 7031 - 7034	100 x 475 x 405	-	19	4
SB703235	Bac de rétention en PVC pour 7032 - 7035	100 x 985 x 405	-	40	6

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 06/2015

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Équipements anti-feu Armoires à documents

Douches et premiers secours