

FICHE TECHNIQUE

Référence	060727
Désignation	Flacon rince-œil DUO



Description :

- ✓ Solution neutralisante tampon phosphate 4,9%
- ✓ Pour le rinçage et la neutralisation des projections chimiques acides ou basiques
- ✓ Rincer avec la solution pH Neutral pendant 2 min environ, puis rincer avec la solution saline
- ✓ Flacon DUO : pour le rinçage simultané des 2 yeux
- ✓ Volume : 500 ml

Unité de vente :

1 Flacon rince œil DUO
