

## CONSOMMABLES ET MATÉRIELS

### MODULE MOBILE PLATEAU BLOC

Module pour le ramassage et pré-désinfection des plateaux d'instrumentation au bloc opératoire.

#### Instrubac plateau bloc :

Bac de 40 litres, gradué sur toute la hauteur, équipé d'un fond de cuve en pointe de diamant et d'un puisard pour permettre la vidange.

#### Dimensions :

Hauteur totale avec Instrubac : 962 mm  
Module : L 850 x l 445 x H 917 mm  
Instrubac plateau bloc :  
L 730 x l 455 x H 345 mm (hors tout)

#### Caractéristiques Techniques

##### Module :

- Acier inoxydable,
- Equipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins,
- Equipé de ridelles anti-chute pour bac inférieur.



Composition	Réfs.
1 Ensemble sans vidange : chariot + bac 40 L + couvercle	404 660
2 Ensemble vidange totale : chariot + bac 40 L + couvercle	404 700
3 Ensemble vidange rapide : chariot + bac 40 L + couvercle	404 880
Accessoires	Réfs.
Plaque de traçabilité (plaque + pince + minuterie)	404 661
Couvercle plié pour bac 40 L	404 656
Chariot seul	404 659
Bac 40 L (sans vidange)	404 655
Bac 40 L vidange rapide	404 655B
Bac 40 L vidange totale	404 655A

### MODULE MOBILE SPÉCIAL ENDOSCOPIE

Bacs non fournis avec les modules

#### Caractéristiques Techniques

Module en acier inoxydable pour INSTRUBACS de 15 ou 20 L autoclavables.

#### Dimensions

**Module pour INSTRUBACS de 15 L :**  
970 L x 440 l x 760 H mm  
1035 L x 505 l x 760 H mm (hors tout)  
Hauteur avec Instrubac 15L : 870mm

**Module pour INSTRUBACS 20L :**  
1095 L x 350 l x 760 H mm  
1200 L x 410 l x 760 H mm (hors tout)  
Hauteur avec Instrubac 20L : 920mm

#### Références

Module pour Instrubac 15L.....404 077  
Module pour Instrubac 20L.....404 020

(Pour commander les bacs, voir à l'intérieur de la plaquette).



LA SOLUTION HYGIÈNE DE L'INSTRUMENTATION

# GAMME INSTRUBACS



- ▶ BACS AUTOCLAVABLES
- ▶ BACS NON AUTOCLAVABLES
- ▶ CONSOMMABLES ET MATÉRIELS



Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes - FRANCE  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68  
[www.anios.com](http://www.anios.com)

Région Ile-de-France - Paris - Seine-Saint-Denis - Val de Marne - Val d'Oise - Yvelines - Seine-et-Marne - Essonne - Loiret - Centre-Val de Loire - Indre-et-Loire - Maine-et-Loire - Vendée - Bretagne - Normandie - Pays de la Loire - Nouvelle-Aquitaine - Occitanie - Auvergne-Rhône-Alpes - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse - Outre-mer



## BACS AUTOCLAVABLES

BACS DE TREMPAGE POUR LE RAMASSAGE, LA PRÉ-DÉSINFECTION ET LA DÉSINFECTION DE L'INSTRUMENTATION

### BAC SPECIAL FRAISE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Références
0,3 L	Ø 8,5 x H6,8 cm	404 050

### BAC MICROCHIRURGIE 1L



\* Couverture avec charnière

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Références
0,5 L	L26,5 x L14 x H9	L24,5 x L11 x H7,5 (2,7)	404 010

### BAC MODULE ENDOSCOPIE 20L

SPÉCIAL  
ENDOSCOPIE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Références
20 L	L57 x L43 x H30	405 173

### INSTRUBAC 20L



\* Couverture avec charnière


Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Robinet	Avec Robinet	
10 L	L51 x L30,5 x H21	L48,5 x L27 x H17	Simple	404 014	404 021
10 L	L51 x L30,5 x H21	L48,5 x L27 x H17	Double	404 019	404 022

Simple - 1 bac avec couvercle et charnières + 1 poissonnière  
Double - 2 bacs avec couvercle et charnières + 1 poissonnière

## BACS NON AUTOCLAVABLES

### INSTRUBAC 15L

SPÉCIAL  
ENDOSCOPIE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Robinet	Avec Robinet	
(1) 15 L	L90 x L21 x H16	L85,5 x L18 x H7,5	Simple	404 450	404 024
(2) 15 L	L90 x L21 x H16	L85,5 x L18 x H7,5	Double	404 451	404 025

(1) - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau  
(2) - 2 bacs + 1 poissonnière + 2 couvercles + 1 plateau

### INSTRUBAC 4L



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Simple	Double
4 L	L47 x L18 x H12,5	L42 x L14 x H8,5	404 157	404 158

(1) - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau  
(2) - 2 bacs + 1 poissonnière + 2 couvercles + 1 plateau

\*Données exprimées en cm

## BACS NON AUTOCLAVABLES

BACS DE TREMPAGE POUR LE RAMASSAGE DE L'INSTRUMENTATION SOUILLÉE

### INSTRUBAC 2L OU 10L



(1) 10 L (2) 2 L

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Fente	Avec Fente
(1) 5 L	L43 x L29 x H12,5	L36,5 x L25,5 x H9	404 002NM	-
(2) 2 L	L29,5 x L20 x H13	L23 x L17 x H9	404 039	404 038

### BAC 20L PLAT



SPÉCIAL  
ENDOSCOPIE

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
10 L	L60 x L40 x H13	L55 x L36,5 x H11,5	406 011

Robinet sur petit côté Robinet sur grand côté  
404 411 404 418

### INSTRUBAC 20L



\* Couverture avec charnière

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Robinet
10 L	L51 x L30,5 x H21	L48,5 x L27 x H17	404 006

Robinet à droite Robinet au centre Couvercle coiffant Robinet à gauche  
404 023 404 023C 404 023D 404 023G

### INSTRUBAC 40L et 60L



(1) 40 L (2) 60 L

\* Meilleure résistance mécanique  
\* Absence d'arête.  
\* En polypropylène

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
(1) 20 L	L60 x L40 x H24	L51 x L34 x H22	406 012

Robinet sur petit côté Robinet sur grand côté  
404 412 404 412A

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
(2) 40 L	L60 x L40 x H35	L51 x L34 x H30,5	406 013

Robinet sur petit côté  
404 413

\*Données exprimées en cm

### BAC 20L

SPÉCIAL  
ORTHOPÉDIE




Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
10 L	L59 x L31 x H26,5	L54 x L25,5 x H25	404 179

## CONSOMMABLES ET MATÉRIELS

PROTECTANIOS

Alternative à l'autoclavage des bacs.  
Housse stérile pour Instrubacs (15, 20 et 60 L) et bac endoscopique.



### Caractéristiques

Housse en polyéthylène conçue pour épouser les formes de chaque bac de rinçage et évitant l'étape d'autoclavage.

### Conditionnements - Références

Ref. Housse	Application	Ref. bacs	Cond.
1 405 460	Bac 15 L	404 450	60
2 405 461	Bac 20 L	404 006	60
3 405 462	Ceinture	405331	60
	Bac module endoscopie	405173	
4 405 662	Bac 60 L	406013	50
5 Ceinture	Protectanios	405 462	unité

MODULE MOBILE DE DÉSINFECTION

Module mobile pour le ramassage de l'instrumentation souillée et du matériel non immergeable. Prévu pour Instrubac 40L ou 60L.



### Caractéristiques

Acier inoxydable  
Dimensions : 735 L x 490 L x 735 H (mm)  
Hors tout : 765 L x 550 L x 735 H (mm)  
Hauteur avec INSTRUBAC 40 L : 950mm  
Hauteur avec INSTRUBAC 60 L : 1150mm

### Référence

Chariot seul.....Réf. 404 009