



# INNOVATIVE SURGICAL GLOVES



## GAMMEX® NON-LATEX

### LA SOLUTION NOUVELLE GÉNÉRATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES ALLERGIES.

Le gant chirurgical innovant GAMMEX® Non-Latex d'Ansell est l'une des solutions les moins allergènes sur le marché actuel.

Exempt de protéines de latex et d'accélérateurs chimiques, le GAMMEX® Non-Latex est idéal pour prévenir les allergies de type I et réduire les risques d'allergies de type IV pour les professionnels de la santé comme pour les patients. Digne membre de la famille GAMMEX® d'Ansell, il allie confort et haute résistance aux microperforations et à la déchirure, tout en conservant les niveaux de sensibilité tactile et de préhension en milieu sec et humide qui font la réputation de la marque.

Ce gant est fabriqué à partir de formes exclusives, avec des doigts courbes et une largeur supérieure de la main, ce qui contribue à réduire la contrainte exercée au niveau des zones très sollicitées comme l'extrémité du pouce et la paume. Il reste donc confortable à porter, même durant les interventions chirurgicales les plus longues.

La manchette allongée est pourvue d'une bande collante qui lui évite de glisser sur l'avant-bras, pour une protection renforcée.

Enfin, ce gant offre une bonne résistance à l'alcool et à une vaste gamme de produits chimiques, ainsi qu'une forte résistance à la pénétration virale, comme le confirment les résultats d'une succession de tests AVPP (voir la brochure correspondante).

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau	Néoprène
Couleur	Vert
Forme	Anatomique
Manchette	Manchette droite à bande collante
Surface externe	Micro-texturé, chloré et siliconé
Surface interne	Enduit de polyuréthane et siliconé

#### TAILLE / CODE PRODUIT

<b>5.5</b>	340006055	<b>6</b>	340006060
<b>6.5</b>	340006065	<b>7</b>	340006070
<b>7.5</b>	340006075	<b>8</b>	340006080
<b>8.5</b>	340006085	<b>9</b>	340006090

Les gants chirurgicaux GAMMEX®, gamme la plus novatrice et la plus pointue du marché, offrent aux chirurgiens, au personnel infirmier au bloc opératoire, aux techniciens en chirurgie et aux patients la garantie d'une protection active et des performances optimales dont ils ont besoin. Au travers d'un vaste choix d'options, les gants chirurgicaux GAMMEX® s'adaptent à toutes les contraintes pour la prévention des agressions extérieures, des réactions allergiques et de la contamination bactérienne et virale en milieu chirurgical.

Gant chirurgical stérile en néoprène, non poudré

DM Classe IIa et EPI Cat. III  
Organisme de certification: British Standards Institution (0086) : DM, British Standards Institution (0086) : EPI  
Le cas échéant, lire attentivement le mode d'emploi qui accompagne le produit. Usage unique. Stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Ref-XXXX-20180110

Ansell est un leader mondial dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité en proposant des solutions de haute qualité pour l'amélioration du bien-être. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical Solutions (Solutions pour les professionnels de la santé), Industrial Solutions (Solutions pour l'industrie), Specialty Markets (Marchés spécialisés) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

