



A	B	C	D	E	F	G	H
195,45	1,4	4,95	1,8	107,5	25,5	28,5	192

Ce plan est la propriété de Plastiques Gosselin et ne peut être reproduit sans son autorisation									
Projet N°		Moule n°		Matière		Retrait	Densité	Volume pièce	Poids pièce
				PS			1.05		0,97 g
Conçu par		Vérifié par		Ref plan		Format	Date	Echelle	
L LECOMTE		C BRICHE				A4	22/03/2007	1:1	
				Oses 1ul 10 ul					
				Réf Interne			Nombres		Feuille
Etat de surface : Poli brillant									
NFT 58 000, classe de précision									
							2	1	