

Désignation

- Détergent LIPSOL

Référence

- 090844

Unité de vente : 1 bidon de 5 litres



Description

- Agent de nettoyage concentré pour applications de laboratoire et industrielles
- Mode d'emploi :
 - Solution diluée de 2 à 5 %
 - Tremper les instruments entre 2 et 24 heures
 - Bien rincer à l'eau avec un rinçage final à l'eau distillée
 - Non recommandé pour les machines à laver
 - Non corrosif, non irritant
 - Sans phosphate et sans enzyme, entièrement biodégradable
 - Efficace comme agent de décontamination radioactive
 - Entièrement éliminé par rinçage
 - Livré dans un carton robuste aux normes UN
 - Bouchon inviolable
 - Classification selon les dernières normes des CHIP (chemical regulations an catégories chemical chemical for handling and transport)

