


Thread
DIN 168-GL 45x4, 3 turns
dwg No. 0303803-GZA-01694



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

21 801 73 94	LABORFLASCHE KOMPLETT	
21 801 73 12	LABORFLASCHE GL45, 5.0L, KPL-PBT, DURAN	3670
21 806 73 09	Laborflasche GL45, 5.0L, braun	
21 801 73 53	Laborflasche GL45, 5.0L, komplett	
21 801 73 04	Laborflasche GL45, 5.0L	
Art.-Nr.	Benennung	DNet

J	"WARNING" hinzu	02-MAR-2018	Weindorf
H	Logoumstellung	16.01.2018	Fink
Index	Aenderung / changes	Datum / date	Name

zul. Abweichung allowed dev.	Werkstoff / material DURAN		Stück quantity	Gewicht weight	Pos. position
Oberfläche surface	Benennung / title Laborflasche 5000ml mit Druck				Maßstab scale 1:1
bearb. drawn	Datum / date 06.01.2017	Name Geier			
geprüft checked					
		Form-Nr. mould number 6138/.5L			A3
		Zeichnungsnummer / drawing number 0676502-GZA-06138	Revision J	Blatt/sheet 1/1	
DURAN Produktions GmbH & Co. KG www.DWK-LifeSciences.com		Ers. / repl.f.: 0676502-GZA-06138-G	Ers. / repl.d.:		
		Schutzvermerk ISO 16016 beachten. / Refer to protection notice ISO 16016.			INV