


Gewinde:  
DIN 168-GL 4,5x4, 3 Gang  
Zeichnung 0303803-GZA-01694-...



Premium Schraubkappe  
transparent  
Art.-Nr. 108 86 79

Premium Ausgießring  
transparent  
Art.-Nr. 108 86 78

112 79 63	Rohling für Premium Laborflasche
112 79 76; 21 807 54 03	Premium Laborflasche ohne Kappe und Ausgießring
112 70 78	Premium Laborflasche mit Kappe und Ausgießring
Art.-Nr.	Benennung

Inhaltsmarkierung



100	900
±5%	±5%
200	800
300	700
400	600
500	500
600	400
700	300
800	200
900	100



1000 ml  
Made in Germany

Retrace Code  
00000000

Farbe: weiß  
0338301-SZ1-F  
(22)



4 Reihen Noppen je Teilkreis

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

H	Siebdruck geändert	30-OCT-18	Becker	
G	Logotausch DWK	16-MAR-18	Becker	
F	TÜV-Logo aktualisiert	15-DEC-15	Schmitt	
E	TÜV-Logo aktualisiert	19-SEP-11	Schmitt	
D	Internetadresse ( www.duran-group.com ) hinzu	22-JUN-10	SI	
Index	Aenderung / changes	Datum / date	Name	
zul. Abweichung allowed dev.	Werkstoff / material	Stück quantity	Gewicht weight	Pos. position
Oberfläche surface	DURAN			
	Benennung / title			Maßstab scale
	Datum / date	Name	Laborflasche mit Gewinde; 1000ml mit Druck; Premium	
bearb. drawn	16.11.2005	Weindorf	Art.-Nr.-siehe Tabelle-	
geprüft checked				
	Form-Nr. mould number	1694/.1L	A3	
	Zeichnungsnummer / drawing number	0303917-GZA-01694	Revision	Blatt/sheet
	Ers. / repl.f.		H	1/1
	Ers. / repl.d.			
	Schutzvermerk ISO 16016 beachten. / Refer to protection notice ISO 16016.			INV